


## Sodium Citrate 3.8% حاوی ESR

لوله خلأ خون گیری Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) حاوی ضد انعقاد سدیم سیترات با غلظت 3.8% می باشد، که با نسبت ۹:۱ با نمونه خون ترکیب می گردد. برای انجام آزمایش نرخ ته نشینی گلبول های قرمز از این لوله سیترا ته استفاده می شود.

### مزایای این نوع لوله آوا:

- ♦ حجم نمونه گیری دقیق جهت رسیدن به نتایج صحیح در آزمایش
- ♦ ضد انعقاد با کیفیت جهت افزایش دقت و صحت آزمایش
- ♦ تولید محصول براساس غلظت تعیین شده ضد انعقاد در استانداردهای بین المللی
- ♦ پوشش دقیق و یکنواخت ضد انعقاد بر روی دیواره جهت ترکیب سریع و مؤثر با کل نمونه



لوله های خلأ خون گیری آوا



نوع لوله	رنگ	جنس لوله	کاربرد	افزودنی	Ref. No.	اندازه (mm)	حجم (ml)
ESR	سیاه	PET	آزمایش نرخ ته نشینی گلبول های قرمز	Sodium Citrate 3.8%	۳۹۱۱۶	۱۳×۷۵	۱.۶
					۳۹۱۱۸	۱۳×۷۵	۱.۸
					۳۹۱۲۴	۱۳×۷۵	۲.۴