


Lithium Heparin حاوی Heparin

لوله خلأ خون گیری هپارین حاوی ضد انعقاد Lithium Heparin می باشند. از این نوع لوله جهت دستیابی به خون کامل و جداسازی پلاسما مورد استفاده قرار می گیرد. این لوله در آزمایش هایی نظیر رئولوژی (Rheology) بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

مزایای این نوع لوله آوا:

- ♦ حاوی با کیفیت ترین ضد انعقاد جهت جلوگیری از هرگونه ایجاد لخته در نمونه
- ♦ تولید محصول براساس غلظت تعیین شده ضد انعقاد در استانداردهای بین المللی
- ♦ پوشش دقیق و یکنواخت ضد انعقاد بر روی دیواره جهت ترکیب سریع و مؤثر با کل نمونه



حجم (ml)	اندازه (mm)	Ref. No.	افزودنی	کاربرد	جنس لوله	رنگ	نوع لوله
۲	۱۳×۷۵	۳۵۱۲۰	Lithium Heparin	آزمایش های نظیر رئولوژی (Rheology)	PET	سبز	Heparin
۳	۱۳×۷۵	۳۵۱۳۰					
۴	۱۳×۷۵	۳۵۱۴۰					
۶	۱۳×۱۰۰	۳۵۲۶۰					

