


## لوله حاوی Serum Clot Activator

لوله خلأ خون گیری Serum شامل فعال کننده لخته (Clot Activator) می باشد. از این لوله لخته جهت جدا سازی سرم از نمونه گرفته شده و انجام آزمایش هایی از قبیل آزمایش های بیوشیمی (Biochemistry)، سروولوژی (Serology)، ایمونولوژی (Immunology) استفاده می شود.

مزایای این نوع لوله آوا:

- سرعت بالای ایجاد لخته
- دستیابی به حجم سرم بیشتر به جهت حجم بیشتر نمونه گیری
- جلوگیری از ایجاد همولیز به دلیل پوشش کافی و مناسب فعال کننده لخته بر روی دیواره داخل لوله



حجم (ml)	اندازه (mm)	Ref. No.	افزودنی	کاربرد	جنس لوله	رنگ	نوع لوله
۲	۱۳×۷۵	۳۲۱۲۰	فعال کننده لخته (Clot Activator)	آزمایش های بیوشیمی (Biochemistry)، سروولوژی (Serology) و ایمونولوژی (Immunology)	PET	قرمز	Serum
۳	۱۳×۷۵	۳۲۱۳۰					
۴	۱۳×۷۵	۳۲۱۴۰					
۵	۱۳×۱۰۰	۳۲۲۵۰					
۶	۱۳×۱۰۰	۳۲۲۶۰					

