

سرنگ ۳ و ۵ میلی لیتر: ۱۰۰ سرنگ در هر جعبه/ ۱۰ جعبه در هر کارتن (۱۰۰۰ سرنگ)
سرنگ ۱۰ میلی لیتر: ۶۰۰ سرنگ در هر کارتن



ظرفیت (میلی لیتر)	گیج	رنگ هاب
۳	۲۳	آبی
۵	۲۲	مشکی
۱۰	۲۱	سبز

♦ طراحی و ساخته شده بر اساس استانداردهای بین المللی ISO594, ISO7864, ISO7886-1 و ISO6009 و استاندارد ملی ISIRI 770

- ♦ جدا نشدن سرسوزن از سرنگ در فرآیند تزریق
- ♦ به کارگیری مکانیزم قفل شونده جهت جلوگیری از نشت دارو
- ♦ بدنه سرنگ تولید شده از پلی پروپیلن پزشکی (Medical grade P.P.)
- ♦ سوزن دارای پوشش سیلیکونی جهت کاهش سوزش و درد تزریق
- ♦ دارای سوزن از جنس استیل ضدزنگ پزشکی ۳۰۴
- ♦ بَرل شفاف همراه با درجه های واضح
- ♦ سترون شده با گاز اتیلن اکساید
- ♦ تاریخ انقضا: ۵ سال پس از تولید



امکان تولید سرنگ لوئرلاک همراه سوزن با گیج و طول های مختلف وجود دارد.