

ظرفیت (میلی لیتر)	گیج سوزن کشیدن دارو	گیج سوزن تزریق
۳	۱۸	۲۳
۵	۱۸	۲۲

- ♦ طراحی و ساخته شده بر اساس استانداردهای بین المللی ISO594, ISO7864, ISO7886-1 و ISO6009 و استاندارد ملی ISIRI 770
- ♦ کاهش قابل توجه درد هنگام تزریق
- ♦ جلوگیری از انتقال عفونت های محیطی و بروز آبرسه در محل تزریق بیمار
- ♦ تسهیل ترکیب دارو داخل ویال و کشیدن آن به داخل سرنگ
- ♦ جدا نشدن سرسوزن از سرنگ در فرآیند تزریق
- ♦ به کارگیری مکانیزم قفل شونده جهت جلوگیری از نشت دارو
- ♦ کاهش احتمال بروز آسیب در محل تزریق
- ♦ بدنه سرنگ تولید شده از پلی پروپیلن پزشکی (Medical grade P.P.)
- ♦ دارای سرسوزن با پوشش سیلیکونی جهت کاهش سوزش و درد تزریق
- ♦ برل شفاف همراه با درجه های واضح
- ♦ دارای سوزن از جنس استیل ضدزنگ پزشکی ۳۰۴
- ♦ سترون شده با گاز اتیلن اکساید
- ♦ تاریخ انقضا: ۵ سال پس از تولید

