

سرسوزن آنژیوگرافی آوا

۴۰ سوزن در هر جعبه

 ۵۰ جعبه در هر کارتن (۲۰۰۰ سوزن)



گنج سوزن	طول سوزن (میلی متر)
۱۸	۷۰

- ♦ طراحی و ساخته شده بر اساس استانداردهای بین المللی ISO9626, ISO7864
- ♦ عبور راحت و روان گایدوایر از هاب به سوزن
- ♦ سوزن دارای پوشش سیلیکونی جهت حداقل شدن آسیب به دیواره رگ ها و بافت
- ♦ دارای کانولا با دیواره نازک (TW) و بسیار نازک (ETW) ساخته شده از استیل ضد زنگ پزشکی ۳۰۴
- ♦ هاب ساخته شده از جنس پلی کربنات و شفاف
- ♦ سوزن تیز با به کارگیری تکنولوژی تراش سه گانه
- ♦ قابلیت استفاده گایدوایر با قطر ۰.۰۳۸ اینچ
- ♦ سترون شده با گاز اتیلن اکساید
- ♦ تاریخ انقضا: ۵ سال پس از تولید

