

لانست خون گیری آوا

۱۰۰ لانست در هر جعبه
 ۱۰ جعبه در هر جعبه میانی (۱۰۰۰ لانست)
 ۱۰ جعبه میانی در هر کارتن (۱۰۰۰۰ لانست)



رنگ	گیج سوزن	قطر خارجی (میلی متر)
آبی	۲۸	۰.۳۶
سبز	۳۰	۰.۳

- ♦ طراحی و ساخته شده بر اساس استاندارد DIN 58916 و استاندارد ملی ISIRI 8501
- ♦ سرسوزن فوق العاده نازک برای انجام راحت تست
- ♦ سازگار با تمامی قلم‌های لانست چهار پر
- ♦ سهولت در به کار گیری
- ♦ سرسوزن تیز با به کارگیری تکنولوژی تراش سه گانه
- ♦ دارای سوزن از جنس استیل ضدزنگ پزشکی ۳۰۴
- ♦ سترون شده با اشعه
- ♦ تاریخ انقضا: ۳ سال پس از تولید

