

طول های ۹۰ و ۱۱۰ (میلی متر): ۲۵ میکروکانولا در هر جعبه  
 سایر طول ها: ۴۰ میکروکانولا در هر جعبه



گنج	طول سوزن (میلی متر)	قطر خارجی (میلی متر)
۱۸	۷۰	۱/۲۴
۱۸	۱۱۰	۱/۲۴
۲۱	۷۰	۰/۸۱
۲۲	۵۰	۰/۷۱
۲۲	۷۰	۰/۷۱
۲۲	۹۰	۰/۷۱
۲۳	۵۰	۰/۶۳
۲۷	۴۰	۰/۴
۲۷	۵۰	۰/۴
۳۰	۲۵	۰/۳

- ♦ طراحی و ساخته شده بر اساس استاندارد بین المللی ISO 9626
- ♦ دارای نوک گرد به منظور کاهش آسیب هنگام ورود به پوست و ایجاد حداقل کبودی و خونریزی
- ♦ دارای روزنه در دیواره کانولا به منظور تزریق دقیق تر
- ♦ تحریک کلاژن سازی در محل تزریق
- ♦ دارای هاب در رنگ های مختلف با توجه به قطر کانولا
- ♦ کاهش درد در هنگام تزریق
- ♦ کاهش دفعات تزریق
- ♦ دارای سوزن از جنس استیل ضدزنگ پزشکی ۳۰۴
- ♦ سترون شده با گاز اتیلن اکساید
- ♦ تاریخ انقضا: ۵ سال پس از تولید

