

۱۰ سوزن در هر جعبه
 ۱۰ جعبه در هر کارتن (۱۰۰ سوزن)



طول کاری سوزن (میلی متر)	گیج سوزن	طول کاری (سانتی متر)
۴-۶	۲۲	۱۶۰
۴-۶	۲۲	۲۳۰

- ♦ طراحی و ساخته شده بر اساس استانداردهای بین المللی ISO594 و ISO9626
- ♦ دارای طول مناسب جهت استفاده در تزریقات آندوسکوپی فوقانی و تحتانی
- ♦ قابلیت قفل شونده در دست هنگام خروج و ورود سوزن
- ♦ حرکت روان و دقیق دستگیره جهت خروج سوزن
- ♦ تولید شده در دو مدل «بین دار» و «بدون پین» جهت استفاده در دستگاه آندوسکوپی با کانال کاری ۲.۴ و بیش از آن
- ♦ یکبار مصرف
- ♦ سوزن تیز شده با تکنولوژی تراش سه گانه
- ♦ دارای سوزن از جنس استیل ضدزنگ پزشکی ۳۰۴
- ♦ سترون شده با گاز اتیلن اکساید
- ♦ تاریخ انقضا: ۵ سال پس از تولید

