


## Sodium Fluoride (NaF) حاوی Glucose

لوله خلأ خون گیری گلوکز (Glucose) حاوی ضد انعقاد سدیم فلوراید (NaF) می باشد. از این لوله برای اندازه گیری گلوکز خون پلاسما استفاده می شود. لازم بذکر است که گاهی از این لوله نیز به نام لوله خلأ سدیم فلوراید یاد می شود.

### مزایای این نوع لوله آوا:

- ♦ حجم نمونه گیری دقیق جهت رسیدن به نتایج صحیح در آزمایش
- ♦ ضد انعقاد با کیفیت جهت افزایش دقت و صحت آزمایش
- ♦ تولید محصول براساس غلظت تعیین شده ضد انعقاد در استانداردهای بین المللی
- ♦ پوشش دقیق و یکنواخت ضد انعقاد بر روی دیواره جهت ترکیب سریع و مؤثر با کل نمونه



نوع لوله	رنگ	جنس لوله	کاربرد	افزودنی	Ref. No.	اندازه (mm)	حجم (ml)
Glucose	خاکستری	PET	اندازه گیری گلوکز خون از پلاسما	NaF	۳۸۱۳۰	۱۳×۷۵	۳