

۱۰۰ سرسوزن در هر جعبه 
 ۵۰ جعبه در هر کارتن (۵۰۰۰ سرسوزن)

رنگ	گیج سوزن	طول سوزن (میلی متر)
زرد	۳۰	۸
بنفش	۳۱	۶
بنفش	۳۱	۸
نارنجی	۳۲	۶

طراحی و ساخته شده بر اساس استانداردهای بین المللی ISO9626, ISO7864 و EN ISO 11608-2 و استاندارد ملی 17060-2 ISIRI

- ♦ کمترین مقدار باقیمانده دارو در سرسوزن
- ♦ سوزن با دیواره نازک تیز با به کارگیری تکنولوژی تراش سه گانه
- ♦ سوزن دارای پوشش سیلیکونی جهت کاهش سوزش و درد تزریق
- ♦ دارای سوزن از جنس استیل ضدزنگ پزشکی ۳۰۴
- ♦ فاقد لاتکس
- ♦ سترون شده با گاز اتیلن اکساید
- ♦ تاریخ انقضا: ۵ سال پس از تولید

