

سرنگ لوئراسلیپ آوا

سرنگ ۳ و ۵ میلی لیتر: ۱۰۰ سرنگ در هر جعبه / ۱۵ جعبه در هر کارتن (۱۵۰۰ سرنگ)
سرنگ ۱۰ میلی لیتر: ۶۰۰ سرنگ در هر کارتن
سرنگ ۲۰ میلی لیتر: ۳۵۰ سرنگ در هر کارتن



رنگ هاب	گیج	ظرفیت (میلی لیتر)
آبی	۲۳	۳
مشکی	۲۲	۵
سبز	۲۱	۱۰
زرد	۲۰	۲۰

♦ طراحی و ساخته شده بر اساس استانداردهای بین المللی ISO594, ISO7864, ISO7886-1 و ISO6009 و استاندارد ملی ISIRI 770

- ♦ مناسب جهت تزریقات و خون گیری
- ♦ بدنه سرنگ تولید شده از پلی پروپیلن پزشکی (Medical grade P.P.)
- ♦ دارای سوزن با پوشش سیلیکونی جهت کاهش سوزش و درد تزریق
- ♦ بَرل شفاف همراه با درجه‌های واضح
- ♦ دارای سوزن از جنس استیل ضدزنگ پزشکی ۳۰۴
- ♦ سترون شده با گاز اتیلن اکساید
- ♦ تاریخ انقضا: ۵ سال پس از تولید



امکان تولید سرنگ لوئراسلیپ همراه سوزن با گیج و طول های مختلف وجود دارد.