

سرنگ و سرسوزن تزریقی دامی آوا

سرنگ تزریقی دامی آوا

سرنگ ۳ و ۵ میلی لیتر: ۱۰۰ سرنگ در هر جعبه / ۱۵ جعبه در هر کارتن (۱۵۰۰ سرنگ)
سرنگ ۱۰ میلی لیتر: ۶۰۰ سرنگ در هر کارتن
سرنگ ۲۰ میلی لیتر: ۳۵۰ سرنگ در هر کارتن



رنگ هاب	گیج	ظرفیت (میلی لیتر)
آبی	۲۳	۳
مشکی	۲۲	۵
سبز	۲۱	۱۰
صورتی	۱۸	۲۰

♦ طراحی و ساخته شده بر اساس استانداردهای بین المللی ISO594, ISO7864
ISO7886-1, ISO6009 و استاندارد ملی ISIRI 770

- ♦ بدنه سرنگ تولید شده از پلی پروپیلن پزشکی (Medical grade P.P.)
- ♦ پلانجر به رنگ صورتی برای تفکیک از محصولات انسانی
- ♦ بَرل شفاف همراه با درجه های واضح
- ♦ سترون شده با گاز اتیلن اکساید
- ♦ تاریخ انقضا: ۵ سال پس از تولید

سرسوزن تزریقی دامی آوا

۱۰۰ سوزن در هر جعبه
۵۰ جعبه در هر کارتن (۵۰۰۰ سوزن)



رنگ هاب	گیج	طول سوزن (میلی متر)
صورتی	۱۸	۱۲ تا ۳۸
سفید	۱۶	۱۲ تا ۳۸



♦ طراحی و ساخته شده بر اساس استانداردهای بین المللی ISO9626, ISO594
ISO7864, ISO6009 و استاندارد ملی ISIRI 3979

- ♦ سوزن تیز با به کارگیری تکنولوژی تراش سه گانه
- ♦ عرضه شده در دو نوع استریل و غیراستریل (مخصوص کارخانه های تولید سرنگ)
- ♦ سترون شده با گاز اتیلن اکساید
- ♦ تاریخ انقضا: ۵ سال پس از تولید