


## Sodium Citrate 3.2% حاوی Coagulation

لوله خلأ خون گیری انعقادی آوا حاوی ضد انعقاد سدیم سیترات (Sodium Citrate) با غلظت 3.2% می باشد، که با نسبت ۹:۱ با نمونه خون ترکیب می گردد. از این لوله سیتراته که به نام لوله PT نیز متداول است، برای انجام آزمایش های انعقادی نظیر PTT، PT، و فیبرینوژن (Fibrinogen) استفاده می شود.

مزایای این نوع لوله آوا:

- ♦ حجم نمونه گیری دقیق جهت رسیدن به نتایج صحیح در آزمایش های انعقادی
- ♦ ضد انعقاد با کیفیت جهت افزایش دقت و صحت آزمایش های انعقادی
- ♦ دقت بالا در حجم خون گیری و پایداری آن در طول دوره عمر محصول



نوع لوله	رنگ	جنس لوله	کاربرد	افزودنی	Ref. No.	اندازه (mm)	حجم (ml)
Coagulation	آبی	PET	انجام آزمایش های انعقادی نظیر PT،	Sodium Citrate 3.2%	۳۷۱۱۸	۱۳×۷۵	۱.۸
			PTT و فیبرینوژن (Fibrinogen)		۳۷۱۲۷	۱۳×۷۵	۲.۷

