

Clot Activator + Gel حاوی SST

لوله خلاً خون گیری SST شامل فعال کننده لخته (Clot Activator) و ژل پلیمری می باشد. از این لوله لخته جهت جداسازی سرم از نمونه گرفته شده و انجام آزمایش هایی از قبیل آزمایش های بیوشیمی (Biochemistry)، سروولوژی (Serology)، ایمنولوژی (Immunology) استفاده می شود.

مزایای این نوع لوله آوا:

- سرعت بالای ایجاد لخته
- استفاده از ژل پلیمری جهت دستیابی به سرم با کیفیت
- استفاده از ژل پلیمری جهت ایجاد سهولت و تسریع در فرآیند جداسازی
- قابلیت حفظ ویژگی های بیوشیمیایی سرم برای زمان طولانی به جهت عدم مجاورت با سایر اجزای خون لخته شده



حجم (ml)	اندازه (mm)	Ref. No.	افزودنی	کاربرد	جنس لوله	رنگ	نوع لوله
۲.۵	۱۳×۷۵	۳۱۱۲۵	فعال کننده لخته و ژل پلیمری (Clot Activator+Gel)	آزمایش های بیوشیمی (Biochemistry)، سروولوژی (Serology) ایمنولوژی (Immunology)	PET	زرد	SST
۳.۵	۱۳×۷۵	۳۱۱۳۵					
۴	۱۳×۷۵	۳۱۱۴۰					
۵	۱۳×۱۰۰	۳۱۲۵۰					
۶	۱۳×۱۰۰	۳۱۲۶۰					



