


۱۰۰ سوزن در هر جعبه
 

 ۲۰ جعبه در هر کارتن (۲۰۰۰ سوزن)

رنگ	گیج سوزن	طول سوزن (میلی متر)
سبز	۲۱	۳۸
مشکی	۲۲	۳۸

- ♦ طراحی و ساخته شده بر اساس استانداردهای بین المللی ISO9626 , ISO6009
- ♦ استفاده از سوزن دارای دیواره فوق نازک (ETW) برای بالا بردن سرعت جریان خون و کاهش درد
- ♦ ارائه هلدر آوا به همراه سوزن
- ♦ انجام فرآیند خون گیری به صورت ثابت و یکنواخت
- ♦ وجود رزوه استاندارد جهت قرار گرفتن هاب بر روی انواع هلدر
- ♦ عدم تماس مستقیم با نمونه های خونی
- ♦ سوزن دو سر تیز با به کار گیری تکنولوژی تراش سه گانه
- ♦ دارای سوزن از جنس استیل ضد زنگ پزشکی ۳۰۴
- ♦ سترون شده با گاز اتیلن اکساید
- ♦ تاریخ انقضا: ۳ سال پس از تولید

