



۱۰۰ سوزن در هر جعبه
 

 ۵۰ جعبه در هر کارتن (۵۰۰۰ سوزن)

رنگ	گیج سوزن	طول سوزن (میلی متر)
خاکستری	۲۷	۳۵ - بلند
خاکستری	۲۷	۲۵ - کوتاه
زرد	۳۰	۳۵ - بلند
زرد	۳۰	۲۵ - کوتاه

♦ طراحی و ساخته شده بر اساس استانداردهای بین المللی ISO9626 , ISO7864 , ISO7885 و استاندارد ملی ISIRI 5554

- ♦ کانولای دو سر تیز شده
- ♦ سوزن دارای پوشش سیلیکونی جهت کاهش سوزش و درد تزریق
- ♦ دارای نشان گر در جهت تیزی نوک سوزن
- ♦ اتصال مناسب بر روی انواع سرنگ و گان تزریق
- ♦ دارای سوزن از جنس استیل ضدزنگ پزشکی ۳۰۴
- ♦ سترون شده با گاز اتیلن اکساید
- ♦ تاریخ انقضا: ۳ سال پس از تولید



امکان تولید سوزن با طول های مختلف بر اساس درخواست وجود دارد.