

۵ میلی لیتر: ۱۰۰ سرنگ در هر جعبه / ۱۰ جعبه در هر کارتن (۱۰۰۰ سرنگ)
 ۱۰ میلی لیتر: ۱۰۰ سرنگ در هر جعبه / ۸ جعبه در هر کارتن (۸۰۰ سرنگ)

ظرفیت (میلی لیتر)	گیج سوزن
۵	۲۳
۱۰	۲۳



طراحی و ساخته شده بر اساس استانداردهای بین المللی ISO7886-1 , ISO594 , ISO6009 و استاندارد ملی ISIRI 770 و ISO7864

- ♦ همراه با سوزن تیز نشده جهت شستشوی ایمن
- ♦ حرکت روان پلانجر در بَرل
- ♦ بَرل شفاف همراه با درجه های واضح
- ♦ دارای سوزن از جنس استیل ضدزنگ پزشکی ۳۰۴
- ♦ یک بار مصرف
- ♦ سترون شده با گاز اتیلن اکساید
- ♦ تاریخ انقضا: ۵ سال پس از تولید

