


۱۰۰ سوزن در هر جعبه 
 ۵۰ جعبه در هر کارتن (۵۰۰۰ سوزن)

رنگ هاب	گیج سوزن	طول سوزن (میلی متر)
خاکستری	۲۷	۴
خاکستری	۲۷	۶
خاکستری	۲۷	۱۳
قرمز	۲۹	۱۳
زرد	۳۰	۴
زرد	۳۰	۶
زرد	۳۰	۱۳
بنفش	۳۱	۴
بنفش	۳۱	۶
بنفش	۳۱	۱۳
نارنجی	۳۲	۱۳

طراحی و ساخته شده بر اساس استانداردهای بین المللی ISO9626 , ISO594 , ISO6009
 ISO7864 و استاندارد ملی ISIRI 3979

- ♦ عرضه شده در دو نوع دیواره معمولی و نازک
- ♦ سوزن تیز با به کارگیری تکنولوژی تراش سه گانه
- ♦ دارای پوشش سیلیکونی جهت کاهش سوزش و درد تزریق
- ♦ دارای سوزن از جنس استیل ضدزنگ پزشکی ۳۰۴
- ♦ سترون شده با گاز اتیلن اکساید
- ♦ تاریخ انقضا: ۵ سال پس از تولید