

۱۰۰ سرسوزن در هر جعبه  
 ۵۰ جعبه در هر کارتن (۵۰۰۰ سرسوزن)



رنگ هاب	گیج سوزن	قطر خارجی (میلی متر)
نارنجی	۳۲	۰.۲۳
بنفش	۳۱	۰.۲۵
زرد	۳۰	۰.۳۰
قرمز	۲۹	۰.۳۳
خاکستری	۲۷	۰.۴۰
نارنجی	۲۵	۰.۵۰
آبی تیره	۲۳	۰.۶۰
مشکی	۲۲	۰.۷۰
سبز	۲۱	۰.۸۰
زرد	۲۰	۰.۹۰
صورتی	۱۸	۱.۲۰
سفید	۱۶	۱.۶۰

طراحی و ساخته شده بر اساس استانداردهای بین المللی ISO9626 , ISO594 , ISO6009

ISO7864 و استاندارد ملی ISIRI 3979

- سوزن تیز شده با به کارگیری تکنولوژی تراش سه گانه
- قابل تولید در طول های مختلف از  $\frac{1}{4}$  تا  $\frac{3}{4}$  اینچ (حدود ۴ تا ۳۸ میلی متر)
- سوزن با پوشش سیلیکونی جهت کاهش سوزش و درد تزریق
- دارای سوزن از جنس استیل ضدزنگ پزشکی ۳۰۴
- عرضه شده در دو نوع استریل و غیراستریل (مخصوص کارخانه های تولید سرنگ)
- سترون شده با گاز اتیلن اکساید
- تاریخ انقضا: ۵ سال پس از تولید

