



این سرنگ ها از نوع لوئرلاک و لوئراسلیپ بوده و در حجم های مختلف جهت نمونه گیری خون در آزمایشگاه تشخیص طبی به شیوه سنتی به کار می رود.

♦ بدنه سرنگ تولید شده از پلی پروپیلن پزشکی (PP Medical grade)

♦ دارای پوشش سیلیکونی جهت کاهش سوزش و درد تزریق

♦ برل شفاف همراه با درجه های واضح

♦ تولید شده از استیل ضدزنگ پزشکی

♦ سترون شده با گاز اتیلن اکساید

مشخصات بسته بندی:

سرنگ لوئرلاک ۳ و ۵ میلی لیتر: ۱۰۰ سرنگ در هر جعبه / ۱۰ جعبه در هر کارتن (۱۰۰۰ عدد سرنگ)

سرنگ لوئراسلیپ ۳ و ۵ میلی لیتر: ۱۰۰ سرنگ در هر جعبه / ۱۵ جعبه در هر کارتن (۱۵۰۰ عدد سرنگ)

سرنگ ۱۰ میلی لیتر: کارتن ۶۰۰ عددی

سرنگ ۲۰ میلی لیتر: کارتن ۳۵۰ عددی



رنگ هاب	کیج	ظرفیت
آبی	۲۳	۳
مشکی	۲۲	۵
سبز	۲۱	۱۰
زرد	۲۰	۲۰