

۱۰۰ سوزن اسکالپ وین در هر جعبه
 ۲۰ جعبه در هر کارتن (۲۰۰۰ سوزن)



رنگ هاب	گیج
سبز	۲۱
مشکی	۲۲
آبی	۲۳
نارنجی	۲۵

طراحی و ساخته شده بر اساس استانداردهای بین المللی ISO9626 , ISO7864 و AN/NZS 2485 و استاندارد ملی ISIRI 18191

- ♦ غیر سمی و غیر تبزا
- ♦ حجم باقیمانده (فضای مرده): کمتر از ۰.۵ میلی لیتر
- ♦ سوزن با دیواره نازک تیز شده با به کارگیری تکنولوژی تراش سه گانه
- ♦ دارای سوزن از جنس استیل ضدزنگ پزشکی ۳۰۴
- ♦ سوزن دارای پوشش سیلیکونی جهت کاهش سوزش و درد تزریق
- ♦ سترون شده با گاز اتیلن اکساید
- ♦ تاریخ انقضا: ۵ سال پس از تولید

