

رنگ هاب	گیج سوزن	طول سوزن (میلی متر)
زرد	۳۰	۲۲
زرد	۳۰	۱۳
خاکستری	۲۷	۲۵
خاکستری	۲۷	۲۲
خاکستری	۲۷	۱۳
نارنجی	۲۵	۳۸
نارنجی	۲۵	۳۲
آبی	۲۳	۳۸
آبی	۲۳	۲۲
سیاه	۲۲	۳۲
سیاه	۲۲	۲۲
سبز	۲۱	۲۲

طراحی و ساخته شده بر اساس استانداردهای بین المللی ISO9626 , ISO594 , ISO6009
 و ISO7864 و استاندارد ملی ISIRI 3979

- ♦ دارای کانول سر کج تیز نشده جهت شستشوی چشمی
- ♦ امکان تولید با طولها و زاویههای مختلف بر اساس درخواست
- ♦ دارای سوزن از جنس استیل ضدزنگ پزشکی ۳۰۴
- ♦ عرضه شده در دو نوع استریل و غیر استریل
- ♦ سترون شده با گاز اتیلن اکساید
- ♦ تاریخ انقضا: ۵ سال پس از تولید

