

## سرنگ تزریق دامی آوا

- حرکت روان پلانجر در برل
- حداقل میزان فضای مرده در سرنگ
- برل شفاف همراه با درجه های واضح
- دارای پوشش سیلیکونی جهت ورود روان به بافت
- یک بار مصرف
- استریل شده با گاز اتیلن اکساید

ظرفیت (میلی لیتر)

۳



۵

۱۰


۲۰



## سرسوزن تزریق دامی آوا

	قطر خارجی (میلیمتر)	گیج سوزن	رنگ هاب
	۱.۲۰	۱۸	صورتی
	۱.۶۰	۱۶	سفید

- تولید شده براساس تکنولوژی تراش سه گانه
- ساخته شده از استیل ضد زنگ پزشکی
- دارای گیجهای مختلف در رنگهای متفاوت براساس استاندارد ایزو ۶۰۰۹
- یک بار مصرف
- قابل تولید در طولهای مختلف از  $\frac{1}{4}$  تا  $\frac{3}{4}$  اینچ



فروش انحصاری محصولات دامی آوا  
تلفن: ۰۲۱-۳۳۹۹۲۰۹۳-۴  
دکتر جمشیدی: ۰۹۱۲۲۱۸۲۲۴۶  
دکتر نوری: ۰۹۱۴۱۴۱۶۷۶۵