

سرنگ ۳ و ۵ میلی لیتر: ۱۰۰ سرنگ در هر جعبه/۱۰ جعبه در هر کارتن (۱۰۰۰ سرنگ)  
سرنگ ۱۰ میلی لیتر: ۶۰۰ سرنگ در هر کارتن



ظرفیت (میلی لیتر)	گیج	رنگ هاب
۳	۲۳	آبی
۵	۲۲	مشکی
۱۰	۲۱	سبز

♦ طراحی و ساخته شده بر اساس استانداردهای بین المللی ISO594, ISO7864, ISO7886-1 و ISO6009 و استاندارد ملی ISIRI 770

- ♦ جدا نشدن سرسوزن از سرنگ در فرآیند تزریق
- ♦ به کارگیری مکانیزم قفل شونده جهت جلوگیری از نشت دارو
- ♦ بدنه سرنگ تولید شده از پلی پروپیلن پزشکی (Medical grade P.P.)
- ♦ سوزن دارای پوشش سیلیکونی جهت کاهش سوزش و درد تزریق
- ♦ دارای سوزن از جنس استیل ضدزنگ پزشکی ۳۰۴
- ♦ بَرل شفاف همراه با درجه های واضح
- ♦ سترون شده با گاز اتیلن اکساید
- ♦ تاریخ انقضا: ۵ سال پس از تولید



امکان تولید سرنگ لوئرلاک همراه سوزن با گیج و طول های مختلف وجود دارد.

ظرفیت (میلی لیتر)	گیج سوزن کشیدن دارو	گیج سوزن تزریق
۳	۱۸	۲۳
۵	۱۸	۲۲

- ♦ طراحی و ساخته شده بر اساس استانداردهای بین المللی ISO594, ISO7864, ISO7886-1 و ISO6009 و استاندارد ملی ISIRI 770
- ♦ کاهش قابل توجه درد هنگام تزریق
- ♦ جلوگیری از انتقال عفونت های محیطی و بروز آبسه در محل تزریق بیمار
- ♦ تسهیل ترکیب دارو داخل ویال و کشیدن آن به داخل سرنگ
- ♦ جدا نشدن سرسوزن از سرنگ در فرآیند تزریق
- ♦ به کارگیری مکانیزم قفل شونده جهت جلوگیری از نشت دارو
- ♦ کاهش احتمال بروز آسیب در محل تزریق
- ♦ بدنه سرنگ تولید شده از پلی پروپیلن پزشکی (Medical grade P.P.)
- ♦ دارای سرسوزن با پوشش سیلیکونی جهت کاهش سوزش و درد تزریق
- ♦ برل شفاف همراه با درجه های واضح
- ♦ دارای سوزن از جنس استیل ضدزنگ پزشکی ۳۰۴
- ♦ سترون شده با گاز اتیلن اکساید
- ♦ تاریخ انقضا: ۵ سال پس از تولید



سرنگ ۳ و ۵ میلی لیتر: ۱۰۰ سرنگ در هر جعبه / ۱۵ جعبه در هر کارتن (۱۵۰۰ سرنگ)  
 سرنگ ۱۰ میلی لیتر: ۶۰۰ سرنگ در هر کارتن  
 سرنگ ۲۰ میلی لیتر: ۳۵۰ سرنگ در هر کارتن



ظرفیت (میلی لیتر)	گیج	رنگ هاب
۳	۲۳	آبی
۵	۲۲	مشکی
۱۰	۲۱	سبز
۲۰	۲۰	زرد

طراحی و ساخته شده بر اساس استانداردهای بین المللی ISO594, ISO7864, ISO7886-1 و ISO6009 و استاندارد ملی ISIRI 770

- مناسب جهت تزریقات و خون گیری
- بدنه سرنگ تولید شده از پلی پروپیلن پزشکی (Medical grade P.P.)
- دارای سوزن با پوشش سیلیکونی جهت کاهش سوزش و درد تزریق
- بَرل شفاف همراه با درجه‌های واضح
- دارای سوزن از جنس استیل ضدزنگ پزشکی ۳۰۴
- سترون شده با گاز اتیلن اکساید
- تاریخ انقضا: ۵ سال پس از تولید



امکان تولید سرنگ لوئراسلیپ همراه سوزن با گیج و طول های مختلف وجود دارد.

رنگ هاب	گیج	ظرفیت (میلی لیتر)
آبی	۲۳	۳
مشکی	۲۲	۵




طراحی و ساخته شده بر اساس استانداردهای بین المللی ISO594, ISO7864 و ISO7886-1 و ISO6009 و استاندارد ملی ISIRI 770

- ♦ جلوگیری از جراحت و خراش (زخم سرسوزن) بر بدن تکنسین یا بیمار
- ♦ دارای گارد قفل شونده بر روی سرسوزن
- ♦ جلوگیری از استفاده مجدد
- ♦ بدنه سرنگ تولید شده از پلی پروپیلن پزشکی (Medical grade P.P.)
- ♦ دارای پوشش سیلیکونی جهت کاهش سوزش و درد تزریق
- ♦ برل شفاف همراه با درجه‌های واضح
- ♦ دارای سوزن از جنس استیل ضدزنگ پزشکی ۳۰۴
- ♦ سترون شده با گاز اتیلن اکساید
- ♦ تاریخ انقضا: ۵ سال پس از تولید



## سرنگ خودتخریب (AD) آوا

۱۰۰ سرنگ در هر جعبه  
 ۲۰ جعبه در هر کارتن (۲۰۰۰ سرنگ) 

ظرفیت (میلی لیتر)	گیج سوزن تزریق
۰.۵	۲۳

- ♦ طراحی و ساخته شده بر اساس استانداردهای بین المللی ISO7886-3, ISO7864, ISO9626 و استاندارد ملی ISIRI 770-3
- ♦ دارای مکانیسم ایمنی خودتخریبی
- ♦ دارای بَرل شفاف
- ♦ بدنه سرنگ تولید شده از پلی پروپیلن پزشکی (Medical grade P.P.)
- ♦ یک بار مصرف و غیر قابل استفاده مجدد
- ♦ دارای سوزن از جنس استیل ضدزنگ پزشکی ۳۰۴
- ♦ دارای سوزن با پوشش سیلیکونی جهت کاهش سوزش و درد تزریق
- ♦ سترون شده با گاز اتیلن اکساید
- ♦ تاریخ انقضا: ۳ سال پس از تولید



۱۰۰ سرسوزن در هر جعبه  
 ۵۰ جعبه در هر کارتن (۵۰۰۰ سرسوزن)




رنگ هاب	گیج سوزن	قطر خارجی (میلی متر)
نارنجی	۳۲	۰.۲۳
بنفش	۳۱	۰.۲۵
زرد	۳۰	۰.۳۰
قرمز	۲۹	۰.۳۳
خاکستری	۲۷	۰.۴۰
نارنجی	۲۵	۰.۵۰
آبی تیره	۲۳	۰.۶۰
مشکی	۲۲	۰.۷۰
سبز	۲۱	۰.۸۰
زرد	۲۰	۰.۹۰
صورتی	۱۸	۱.۲۰
سفید	۱۶	۱.۶۰

طراحی و ساخته شده بر اساس استانداردهای بین المللی ISO9626 , ISO594 , ISO6009

ISO7864 و استاندارد ملی ISIRI 3979

- سوزن تیز شده با به کارگیری تکنولوژی تراش سه گانه
- قابل تولید در طول های مختلف از  $\frac{1}{4}$  تا  $\frac{3}{4}$  اینچ (حدود ۴ تا ۳۸ میلی متر)
- سوزن با پوشش سیلیکونی جهت کاهش سوزش و درد تزریق
- دارای سوزن از جنس استیل ضدزنگ پزشکی ۳۰۴
- عرضه شده در دو نوع استریل و غیراستریل (مخصوص کارخانه های تولید سرنگ)
- سترون شده با گاز اتیلن اکساید
- تاریخ انقضا: ۵ سال پس از تولید



۱۰۰ سوزن اسکالپ وین در هر جعبه  
 ۲۰ جعبه در هر کارتن (۲۰۰۰ سوزن)



رنگ هاب	گیج
سبز	۲۱
مشکی	۲۲
آبی	۲۳
نارنجی	۲۵

طراحی و ساخته شده بر اساس استانداردهای بین المللی ISO9626 , ISO7864 و AN/NZS 2485 و استاندارد ملی ISIRI 18191

- ♦ غیر سمی و غیر تبزا
- ♦ حجم باقیمانده (فضای مرده): کمتر از ۰.۵ میلی لیتر
- ♦ سوزن با دیواره نازک تیز شده با به کارگیری تکنولوژی تراش سه گانه
- ♦ دارای سوزن از جنس استیل ضدزنگ پزشکی ۳۰۴
- ♦ سوزن دارای پوشش سیلیکونی جهت کاهش سوزش و درد تزریق
- ♦ سترون شده با گاز اتیلن اکساید
- ♦ تاریخ انقضا: ۵ سال پس از تولید

