

۱۰ سرنگ در یک کیسه پلاستیکی
۴ کیسه در یک جعبه (همراه با لنز بزرگ نمایی در هر جعبه)
۵۰ جعبه در هر کارتن (۲۰۰۰ سرنگ)



رنگ بسته بندی	گیج سوزن	طول سوزن (میلی متر)	ظرفیت (میلی لیتر)
خاکستری	۲۷	۱۳	۱
زرد	۳۰	۸	۱
بنفش	۳۱	۸	۱
بنفش	۳۱	۸	۰.۵

♦ طراحی و ساخته شده بر اساس استانداردهای بین المللی ISO9626 , ISO8537 و

استاندارد ملی ISIRI 3591

- ♦ سوزن ظریف و بدون درد در گیج ۳۱ مناسب تزریق برای کودکان
- ♦ امکان تزریق دوز فرد با سرنگ مدرج شده به صورت تک واحدی در سرنگ ۰.۵ میلی لیتری
- ♦ دارای لنز بزرگ نمایی
- ♦ قطر و طول سرسوزن متناسب با نیاز بیمار
- ♦ کمترین مقدار باقیمانده دارو در سرنگ
- ♦ کنترل دقیق مقدار دارو
- ♦ سوزن دارای پوشش سیلیکونی جهت کاهش سوزش و درد تزریق
- ♦ سوزن تیز با به کارگیری تکنولوژی تراش سه گانه
- ♦ دارای سوزن از جنس استیل ضدزنگ پزشکی ۳۰۴
- ♦ امکان تولید با بسته بندی تکی برای هر سرنگ
- ♦ سترون شده با گاز اتیلن اکساید
- ♦ تاریخ انقضا: ۵ سال پس از تولید



۱۰۰ سرسوزن در هر جعبه 
 ۵۰ جعبه در هر کارتن (۵۰۰۰ سرسوزن)

رنگ	گیج سوزن	طول سوزن (میلی متر)
زرد	۳۰	۸
بنفش	۳۱	۶
بنفش	۳۱	۸
نارنجی	۳۲	۶

طراحی و ساخته شده بر اساس استانداردهای بین المللی ISO9626, ISO7864 و EN ISO 11608-2 و استاندارد ملی 2-17060-ISIRI

- کمترین مقدار باقیمانده دارو در سرسوزن
- سوزن با دیواره نازک تیز با به کارگیری تکنولوژی تراش سه گانه
- سوزن دارای پوشش سیلیکونی جهت کاهش سوزش و درد تزریق
- دارای سوزن از جنس استیل ضدزنگ پزشکی ۳۰۴
- فاقد لاتکس
- سترون شده با گاز اتیلن اکساید
- تاریخ انقضا: ۵ سال پس از تولید



لانست خون گیری آوا

۱۰۰ لانست در هر جعبه
 ۱۰ جعبه در هر جعبه میانی (۱۰۰۰ لانست)
 ۱۰ جعبه میانی در هر کارتن (۱۰۰۰۰ لانست)



رنگ	گیج سوزن	قطر خارجی (میلی متر)
آبی	۲۸	۰.۳۶
سبز	۳۰	۰.۳

- ♦ طراحی و ساخته شده بر اساس استاندارد DIN 58916 و استاندارد ملی ISIRI 8501
- ♦ سرسوزن فوق العاده نازک برای انجام راحت تست
- ♦ سازگار با تمامی قلم‌های لانست چهار پر
- ♦ سهولت در به کار گیری
- ♦ سرسوزن تیز با به کارگیری تکنولوژی تراش سه گانه
- ♦ دارای سوزن از جنس استیل ضدزنگ پزشکی ۳۰۴
- ♦ سترون شده با اشعه
- ♦ تاریخ انقضا: ۳ سال پس از تولید

