



Please Note!

توجه

برای فعال شدن امکانات کاتالوگ در سیستم عامل اندروید
حتما نرم افزار Adobe Acrobat را نصب و کاتالوگ را
توسط آن مشاهده نمایید.

To activate the features of this catalog on
Android, please install Foxit PDF Reader or
Adobe Acrobat Reader on your device.

START



09331608921

طراحی و اجرای اسمارت کاتالوگ توسط

WWW.STUDIORADIS.COM



برای بازگشت به صفحه قبل روی
این گزینه کلیک نمایید

Click here to return to the previous
page.



برای دسترسی به فهرست کاتالوگ در
هر بخش روی این گزینه کلیک نمایید.

Click here to access the menu for
each catalog section.

I realized



Select a Language:



VER. 2025
MANUFACTURING MEDICAL
PRODUCTS



AVA PEZESHK GROUP

MEDICAL

MANUFACTURING MEDICAL PRODUCTS

MANUFACTURING

MANUFACTURING MEDICAL PRODUCTS

MANUFACTURING MEDICAL PRODUCTS

MANUFACTURING MEDICAL PRODUCTS

MANUFACTURING MEDICAL PRODUCTS

MANUFACTURING MEDICAL PRODUCTS

MANUFACTURING MEDICAL PRODUCTS

START



تولید کننده
تجهیزات پزشکی

VER. 2025



AVA PEZESHK GROUP



01

درباره ما >>

02

محصولات >>

03

مجوزها >>

04

تماس با ما >>

VER. 2026

MANUFACTURING MEDICAL
HYPODERMIC PRODUCTS



شرکت آوا پزشکی با بیش از سه دهه فعالیت تخصصی و مستمر، به عنوان یکی از تولیدکنندگان برجسته و پیشرو در صنعت تجهیزات پزشکی یک بار مصرف در ایران شناخته می شود. این شرکت دانش بنیان با اخذ نشان CE و ثبت شرکت و محصولات خود در پایگاه داده اروپایی تجهیزات پزشکی (Eudamed) و همچنین تمرکز مستمر بر تحقیق، توسعه و تولید انواع محصولات تزریقی و تشخیصی، توانسته جایگاهی معتبر و قابل اتکا در میان تأمین کنندگان این حوزه کسب کند.

مجموعه محصولات آوا پزشکی شامل انواع سرنگ و سرسوزن، لوله و نیدل خون گیری، لنست خون گیری، کیت های تشخیصی (رپید تست و الیزا)، نیدل آنژیوگرافی و اسکروتراپی، آنژیوکت، میکروکانولا، ماسک سه لایه، سوزن های دندان پزشکی و چشم پزشکی و... است.

درباره آوا پزشک

از بدو تأسیس، آوا پزشک همواره با پایبندی به استانداردهای جهانی کیفیت و رویکردی نوآورانه، مسیر رشد و توسعه را پیموده و جایگاه خود را به عنوان برندی قابل اعتماد در بازار تثبیت کرده است. آواپزشک دارای دو مجموعه تولیدی می باشد که در ادامه معرفی می شوند.

حضور در بازارهای جهانی و راهکارهای سفارشی

تخصص تولید، همراه با تجربه ارزشمند در صادرات، فرصت حضور موفق آوا پزشک در بازارهای بین المللی را فراهم کرده است.

توانمندی صادراتی شرکت محدود به نوع محصول یا منطقه خاصی نیست؛ آوا پزشک با ارائه ی اقلام نیمه ساخته، محصولات OEM و خدمات برند خصوصی (Own Brand Labelling - OBL)، طیف گسترده ای از مشتریان در اروپا، آفریقا و آسیا را پوشش می دهد و پیوسته در مسیر نوآوری و بهبود کیفیت جهانی گام برمی دارد.

کارخانه شماره ۱

مرکز تولید تجهیزات تزریقی و عمومی



موقعیت و مشخصات:

این واحد تولیدی در شهرستان آشتیان، بر زمینی به مساحت ۱۳۰ هزار متر مربع احداث شده است که بیش از ۲۴ هزار مترمربع آن را فضاهای ساختمانی تشکیل می‌دهد. از ویژگی‌های برجسته این مجموعه، سالن‌های اتاق تمیز (Clean Room) به مساحت ۶ هزار متر مربع است که مطابق با استاندارد بین‌المللی ISO ۱۴۶۴۴ طراحی شده‌اند.



کارخانه شماره ۱

مرکز تولید تجهیزات تزریقی و عمومی

استانداردها و توسعه:

فرآیندهای تولید بر اساس الزامات GMP و ISO ۱۳۴۸۵ به صورت مستمر پایش می‌شوند. همچنین سرمایه‌گذاری در منابع انسانی، آموزش‌های تخصصی و فناوری‌های نوین، بستر گسترش دامنه محصولات را در سطح منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا فراهم کرده است.



محصولات کلیدی:

- انواع سرنگ‌های تزریق، واکسیناسیون و انسولین
- طیف وسیعی از سرسوزن‌های یک‌بار مصرف (از G۱۶ تا G۳۲) برای کاربردهای عمومی، مزوتراپی، دندان پزشکی و چشم پزشکی
- انواع لوله‌های خون‌گیری خلاء و غیرخلاء
- سوزن تزریق آندوسکوپی
- سوزن آنژیوگرافی
- سوزن قلم انسولین
- سوزن خون‌گیری
- سوزن دندان پزشکی
- لانس
- آنژیوکت
- اقلام OEM شامل لوله‌های استیل ضدزنگ، انواع کانولا و سرسوزن‌های تزریق



کارخانه شماره ۲

مرکز تولید کیت‌های تشخیصی آزمایشگاهی



موقعیت و مشخصات:

این واحد در شهرستان اشتهارد و در فضایی به مساحت ۱۱ هزار متر مربع مستقر است. وجود ۷ هزار مترمربع فضای GMP و رعایت کامل استانداردهای ISO ۱۳۴۸۵ محیطی تخصصی برای تولید کیت‌های تشخیصی فراهم کرده است.



تجهیزات و فناوری:

کارخانه به دستگاه‌های کاتر مدرن، دیسپنسر برای تولید شیت‌های رپید تست و تجهیزات ساخت و فیلینگ بافر مجهز است.



محصولات تخصصی:

- انواع کیت‌های تست سریع (Rapid Test)
- انواع کیت‌های الایزا (ELISA)
- انواع ماسک سه لایه





BACK



AVA PEZESHK GROUP



MENU

02



دیابت

01



تزریق

04



ماسک

03



آزمایشگاه

06



دامپزشک

05



پوست و زیبایی

08



چشم پزشکی

07



دندانپزشک

10



گوارش

09



قلب و عروق

11




نیمة ساخته



تزریق

- 01 سرنگ لوئرلاک آوا
- 02 سرنگ دو سرسوزن آوا
- 03 سرنگ لوئر اسلیپ آوا
- 04 سرنگ خود تخریب (AD) آوا
- 05 سرسوزن تزریق آوا
- 06 آنژیوکت آوا

سرنگ لوئرلاک آوا



- سرنگ‌های ۱، ۳ و ۵ میلی‌لیتری:
 - ۱۰۰ سرنگ در هر جعبه
 - ۱۰ جعبه در هر کارتن (۱۰۰۰ سرنگ)
 - ۲۰ جعبه در هر کارتن (۲۰۰۰ سرنگ)
- سرنگ ۱۰ میلی‌لیتری: ۶۰۰ سرنگ در هر کارتن
- سرنگ ۲۰ میلی‌لیتری: ۳۵۰ سرنگ در هر کارتن



سرنگ لوئرلاک آوا

- طراحی و تولید شده طبق استانداردهای بین‌المللی ISO ۷۸۶۴ ISO ۷۸۸۶-۱ ، ISO ۶۰۰۹ و ISO ۸۰۳۶۹-۷
- غیرسمی و تب‌زا
- ساخته شده از مواد اولیه پزشکی با کیفیت
- پلی‌پروپیلن با شفافیت بالا
- دارای مقیاس شفاف
- بسته‌بندی جداگانه در پک‌های بلیستر
- سرنگ سه‌قسمتی برای عملکرد روان
- سوزن با برش سه‌وجهی
- استریل شده با E.O.
- یک‌بار مصرف
- مدت زمان ماندگاری: ۳ سال

ویژگی‌ها:

- با سر سوزن یا بدون سر سوزن
- به صورت فله یا استریل شده
- امکان تولید با سر سوزن‌های مختلف در اندازه‌ها و طول‌های متفاوت

رنگ هاب	گیج سوزن	ظرفیت (ml)
خاکستری	۲۷	۱
آبی	۲۳	۳
مشکی	۲۲	۵
سبز	۲۱	۱۰
زرد	۲۰	۲۰

بازگشت

سرنگ دو سرسوزن آوا



- ۱۰۰ سرنگ در هر جعبه
- ۱۰ جعبه در هر کارتن (۱۰۰۰ عدد)

توضیحات



سرنگ دو سرسوزن آوا

- طراحی و تولید شده طبق استانداردهای بین‌المللی ISO ۷۸۶۴
- ISO ۷۸۸۶-۱ ، ISO ۶۰۰۹ و ISO ۸۰۳۶۹-۷
- غیر سمی و غیر تب‌زا
- ساخته شده از مواد اولیه پزشکی با کیفیت
- پلی‌پروپیلن با شفافیت بالا
- دارای مقیاس شفاف
- بسته‌بندی جداگانه در پک‌های بلیستر
- سرنگ سه‌قسمتی
- سوزن با برش سه‌وجهی
- استریل شده با E.O.
- یک‌بار مصرف
- مدت زمان ماندگاری: ۳ سال

ویژگی‌ها:

- به صورت استریل شده

۵	۳	ظرفیت (ml)
۱۸	۱۸	گیج سوزن کشیدن دارو
۲۲	۲۳	گیج سوزن تزریق

سرنگ لوئر اسلیپ آوا



- سرنگ‌های ۱، ۳ و ۵ میلی‌لیتری: ۱۰۰ سرنگ‌در هر جعبه
۱۰ جعبه در هر کارتن (۱۰۰۰ عدد)
- ۲۰ جعبه در هر کارتن (۲۰۰۰ عدد)
- سرنگ ۱۰ میلی‌لیتری: ۶۰۰ سرنگ در هر کارتن
- سرنگ ۲۰ میلی‌لیتری: ۳۵۰ سرنگ در هر کارتن
- سرنگ ۵۰ میلی‌لیتری: ۱۵۰ سرنگ در هر کارتن



سرنگ لوئر اسلیپ آوا

- طراحی و تولید شده طبق استانداردهای بین المللی ISO ۷۸۶۴
- ISO ۷۸۸۶-۱ ، ISO ۶۰۰۹ و ISO ۸۰۳۶۹-۷
- غیر سمی و غیر تب زا
- ساخته شده از مواد اولیه پزشکی با کیفیت
- پلی پروپیلن با شفافیت بالا
- دارای مقیاس شفاف
- بسته بندی جداگانه در پک های بلیستر
- سرنگ سه قسمتی
- سوزن با برش سه وجهی
- استریل شده با E.O.
- یک بار مصرف
- مدت زمان ماندگاری: ۳ سال

ویژگی ها:

- با سر سوزن یا بدون سر سوزن
- به صورت فله یا استریل شده
- امکان تولید با سر سوزن های مختلف در اندازه ها و طول های متفاوت

۵۰	۲۰	۱۰	۵	۳	۱	ظرفیت (ml)
۱۸	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۷	گیج سوزن
صورتی	زرد	سبز	مشکی	آبی	خاکستری	رنگ هاب

بازگشت




BACK



MENU

سرنگ خود تخریب (AD) آوا



- ۱۰۰ سرنگ در هر جعبه
- ۲۰ جعبه در هر کارتن (۲۰۰۰ عدد)

توضیحات



BACK



MENU

سرنگ خود تخریب (AD) آوا

- طراحی و تولید شده طبق استانداردهای بین المللی ISO ۷۸۶۴
- ISO ۶۰۰۹ و ISO ۷۸۸۶-۳
- غیر سمی و غیر تب زا
- ساخته شده از مواد اولیه پزشکی با کیفیت
- پلی پروپیلن با شفافیت بالا و مقیاس شفاف
- بسته بندی جداگانه در پک های بلیستر
- سوزن با برش سه وجهی
- استریل شده با E.O.
- یک بار مصرف
- مدت زمان ماندگاری: ۳ سال

۰.۵

ظرفیت (ml)

۲۳

گیج سوزن

بازگشت

سرسوزن تزریق آوا



- ۱۰۰ سوزن در هر جعبه
- ۵۰ جعبه در هر کارتن (۵۰۰۰ سرسوزن)



BACK



MENU

سرسوزن تزریق آوا

- طراحی و تولید شده طبق استانداردهای بین المللی ISO ۷۸۶۴ ، ISO ۸۰۳۶۹-۷ ، ISO ۶۰۰۹ و ISO ۹۶۲۶
- غیر سمی و غیر تب زا
- کانولای استیل ضدزنگ ۳۰۴
- ساخته شده از مواد اولیه پزشکی با کیفیت
- نوک فوق العاده تیز
- پوشش سیلیکونی پیشرفته
- افزایش نرخ جریان به دلیل دیواره های نازک یا فوق العاده نازک
- موجود با برش سه وجهی
- بسته بندی جداگانه در پک های بلیستر
- استریل شده با E.O.
- یک بار مصرف
- مدت زمان ماندگاری: ۵ سال

ویژگی ها:

- به صورت فله یا استریل شده
- قابلیت تولید سرسوزن در سایز و طول های مختلف

ویژگی ها

سرسوزن تزریق آوا

رنگ هاب	گیج سوزن	قطر خارجی (mm)
سبز	۳۲	۰.۲۳
سفید	۳۱	۰.۲۵
زرد	۳۰	۰.۳۰
قرمز	۲۹	۰.۳۳
خاکستری	۲۷	۰.۴۰
قهوه ای	۲۶	۰.۴۵
نارنجی	۲۵	۰.۵۰
آبی	۲۳	۰.۶۰
مشکی	۲۲	۰.۷۰
سبز	۲۱	۰.۸۰
زرد	۲۰	۰.۹۰
کرم	۱۹	۱.۱۰
صورتی	۱۸	۱.۲۰
سفید	۱۶	۱.۶۰

آنژیوکت آوا



- ۵۰ آنژیوکت در هر جعبه
- ۲۰ جعبه در هر کارتن (۱۰۰۰ آنژیوکت)



BACK



MENU

آنژیوکت آوا

- طراحی و تولید شده طبق استانداردهای بین المللی ISO ۹۶۲۶ و ISO ۱۰۵۵۵
- غیر سمی و غیر تب زا
- ساخته شده از مواد اولیه پزشکی با کیفیت
- کانولای استیل با دیواره نازک
- برش فوق العاده تیز
- پوشش سیلیکونی پیشرفته
- استریل شده با E.O.
- یک بار مصرف

۲۲	۲۰	۱۸	گیج
آبی	صورتی	سبز	رنگ
۰.۸۸	۱.۱	۱.۳۳	قطر خارجی (mm)
۲۴	۳۲	۴۵	طول کاتر (mm)
۳۶	۵۸	۹۶	سرعت جریان آب (ml/min)

بازگشت



BACK



MENU



دیابت

01



سرنگ انسولین یکپارچه آوا

02



لانست خونگیر آوا

03



سرسوزن قلم انسولین آوا

سرنگ انسولین یکپارچه آوا



- هر ست شامل ۱۰ سرنگ در هر کیسه پلاستیکی
- ۴ کیسه در هر جعبه (همراه با لنز بزرگ‌نمایی در هر جعبه (۴۰ عدد)
- ۵۰ جعبه در هر کارتن (۲۰۰۰ عدد)



سرنگ انسولین یکپارچه آوا

- تولید شده طبق استانداردهای ISO ۹۶۲۶ و ISO ۸۵۳۷
- غیر سمی و غیر تب زا
- سرنگ سه قسمتی
- سوزن با برش سه وجهی
- ساخته شده با استیل ۳۰۴
- ساخته شده از مواد اولیه پزشکی با کیفیت
- مجهز به لوپ بزرگنمایی برای بهبود دید مقیاس
- مقیاس شفاف
- حرکت روان پیستون
- پلی پروپیلن با شفافیت بالا
- استریل شده با E.O.
- یک بار مصرف
- مدت زمان ماندگاری: ۳ سال


ویژگی‌ها:

- به صورت فله یا استریل شده
- به صورت بسته بندی جداگانه در صورت درخواست

۳۱	۳۱	۳۰	گیج سوزن
۸	۶-۸	۸	طول سوزن (mm)
۰.۵	۱	۱	ظرفیت (ml)
بنفش	بنفش	زرد	رنگ بسته بندی

بازگشت

لانسست خونگیری آوا



- ۱۰۰ لانسست در هر جعبه
- ۱۰ جعبه در هر جعبه داخلی (۱۰۰۰ عدد)
- ۱۰ جعبه داخلی در هر کارتن (۱۰,۰۰۰ عدد)

توضیحات

لانسٹ خونگیری آوا

- تولید شده مطابق با استاندارد DIN ۵۸۹۱۶
- غیر سمی و غیر تبزا
- ساخته شده از سیم استیل ضدزنگ ۳۰۴
- استفاده از مواد اولیه با درجه پزشکی
- با نوک سه وجهی (Three-face-bevel)
- استریل شده با گاز اتیلن اکساید (E.O.)
- یک بار مصرف
- ماندگاری: ۳ سال

ویژگی ها:

- به صورت فله یا استریل شده

سبز	آبی	رنگ
۳۰	۲۸	گیج سوزن
۰.۳	۰.۳۶	قطر خارجی (mm)

سرسوزن قلم انسولین آوا



- ۱۰۰ عدد سوزن در هر جعبه
- ۵۰ جعبه در هر کارتن (۵۰۰۰ عدد)

توضیحات



BACK



MENU

سرسوزن قلم انسولین آوا

- تولید شده مطابق با استانداردهای ISO ۱۱۶۰۸-۲ و ISO ۹۶۲۶
- غیر سمی و غیر تبزا
- ساخته شده با کانولای استیل ضدزنگ ۳۰۴
- استفاده از مواد اولیه با درجه پزشکی
- دارای پوشش سیلیکونی پیشرفته
- سوزن با نوک سه وجهی (Three-face-bevel)
- استریل شده با گاز اتیلن اکساید (E.O.)
- یک بار مصرف
- ماندگاری: ۳ سال

ویژگی ها:

- به صورت فله یا استریل شده

۳۲	۳۲	۳۲	۳۱	۳۱	۳۱	۳۰	گیج سوزن
۴	۵	۶	۴	۵	۶	۸	طول سوزن (mm)

بازگشت



BACK



MENU



آزمایشگاه

01



لوله‌های خلأ خون‌گیر آوا

02



لوله‌های بدون خلأ خون‌گیر آوا

03



لوله‌های طرح خلأ خون‌گیری آوا

04



سرسوزن و هلدنر خون‌گیر آوا

05



کیت‌های رپید تست آوا

06



کیت‌های الایزا آوا

لوله‌های خلأ خون‌گیری آوا



- ۱۰۰ لوله در هر بسته شیرینک
- ۱۲ بسته شیرینک در هر کارتن (۱۲۰۰ عدد)



لوله‌های خلأ خون‌گیری آوا

• تولید شده مطابق با استانداردهای EN ۱۴۸۲۰ ، ISO ۶۷۱۰ و CLSI H۰۱ A۶

- ساخته شده از مواد اولیه با درجه پزشکی
- دارای فرمولاسیون ویژه از پلیمر PET
- قابلیت ارائه حجم‌های مختلف مکش خون
- حفظ حجم مکش مورد انتظار در تمام طول عمر مفید محصول
- دارای ژل جداساز و افزودنی با بازدهی بالا
- استریل‌شده با اشعه گاما
- ماندگاری تمامی لوله‌ها بجز لوله‌های با درپوش آبی: ۱۸ ماه
- ماندگاری لوله با درپوش آبی: ۱۲ ماه

ویژگی‌ها:

• به صورت ساده یا حاوی معرف‌ها (Reagents)

Coagu- lation	EDTA	EDTA	Serum	SST	نوع لوله
آبی	بنفش	بنفش	قرمز	زرد	رنگ درپوش
Sodium Citrate 3.2%	K3 EDTA	K2 EDTA	Clot Activator	Clot Activator with Gel	افزودنی
۱.۸	۲-۳	۲-۳	۴	۳.۵	13 x 75 (ml)
-	۶	۶	۶	۵	13 x 100 (ml)

بازگشت

لوله‌های بدون خلأ خون‌گیری آوا



- ۱۰۰ لوله در هر بسته شرینگ
- ۱۲ بسته شرینگ در هر کارتن (۱۲۰۰ عدد)



لوله‌های بدون خلأ خون‌گیری آوا

- ساخته شده از مواد اولیه با درجه پزشکی
- قابل ارائه در حجم‌های مختلف برداشت خون
- دارای ژل جداساز و افزودنی با کارایی بالا
- ماندگاری تمامی لوله‌ها بجز لوله‌های با درپوش آبی: ۱۸ ماه
- ماندگاری لوله با درپوش آبی: ۱۲ ماه

ویژگی‌ها:

- به صورت ساده یا حاوی معرف‌ها (Reagents)

Coagulation	EDTA	EDTA	Serum	SST	نوع لوله
آبی	بنفش	بنفش	قرمز	زرد	رنگ درپوش
Sodium Citrate ۳.۲%	K3 EDTA	K2 EDTA	Clot Activator	Clot Activator with Gel	افزودنی
۱.۸	۲-۳	۲-۳	۴	۳.۵	13 x 75 (ml)
-	۶	۶	۶	۵	13 x 100 (ml)

لوله‌های طرح خلأ خون‌گیری آوا



- ۱۰۰ لوله در هر بسته شرینگ
- ۱۲ بسته شرینگ در هر کارتن (۱۲۰۰ عدد)

توضیحات



لوله‌های طرح خلأ خون‌گیری آوا

- ساخته شده از مواد اولیه با درجه پزشکی
- قابل ارائه در حجم‌های مختلف برداشت خون
- دارای ژل جداساز و افزودنی با کارایی بالا
- ماندگاری تمامی لوله‌ها بجز لوله‌های با درپوش آبی: ۱۸ ماه
- ماندگاری لوله با درپوش آبی: ۱۲ ماه

ویژگی‌ها:

- به صورت ساده یا حاوی معرف‌ها (Reagents)

Coagulation	EDTA	EDTA	Serum	SST	نوع لوله
آبی	بنفش	بنفش	قرمز	زرد	رنگ درپوش
Sodium Citrate ۳.۲%	K3 EDTA	K2 EDTA	Clot Activator	Clot Activator with Gel	افزودنی
۱.۸	۲-۳	۲-۳	۴	۳.۵	13 x 75 (ml)
-	۶	۶	۶	۵	13 x 100 (ml)

سرسوزن و هلدِر خون‌گیری آوا



- ۱۰۰ سوزن در هر جعبه
- ۲۰ جعبه در هر کارتن (۲۰۰۰ عدد)

توضیحات

سرسوزن و هلدِر خون‌گیری آوا

- تولید شده مطابق با استانداردهای ISO ۹۶۲۶، ISO ۶۰۰۹ و IST ۳۲۲۰
- غیر سمی و غیر تبزا
- ساخته شده از کانولای استیل ضد زنگ ۳۰۴
- تولید شده از مواد اولیه با درجه پزشکی
- دارای پوشش سیلیکونی پیشرفته
- دارای نوک سوزن با برش سه وجهی
- استریل شده با گاز اتیلن اکساید (E.O.)
- یک بار مصرف
- ماندگاری: ۳ سال

ویژگی‌ها:

- به صورت فله (Bulk) یا استریل شده

۲۲	۲۱	۲۰	گیج سوزن
۳۸	۳۸	۳۸	طول سوزن (mm)
مشکی	سبز	زرد	رنگ

کیت‌های رپید تست آوا



- کیت‌های رپید تست شامل مخدري (۱، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۱۰ تستی)،
اچ. پاپیلوری، FOB، بارداری (نواری و کاستی)، تروپونین
- تست تک مرحله‌ای
- صحت بالا
- روش کار آسان



ویژگی‌ها



BACK



MENU

کیت‌های رپید تست آوا

Pregnancy Rapid Test

Product Name	Format	Tests per kit	Sample	Cut-off Level	Cat No.
hCG Pregnancy Rapid Test	Cassette & strip	1-40-50	Urine	25 mIU/ml	AVA-FHG-112

Cancer Screening Kits-R-Tests

Product Name	Format	Tests per kit	Sample	Cut-off Level	Cat No.
(FOB) Fecal Occult Blood Rapid Test	Cassette	30	Feces	50 ng/ml	AVA-TFO-602

CARDIAC MARKERS

Product Name	Format	Tests per kit	Sample	Cut-off Level	Cat No.
2-cTnI-TROPONIN Ag RAPID TEST KIT	Cassette	40	serum/whole blood/plasma	0.5 ng/ml	AVA-TPO-202

DIGESTION TESTS

Product Name	Format	Tests per kit	Sample	Cut-off Level	Cat No.
H. PYLORI Ag RAPID TEST KIT	Cassette	30	Feces	8 ng/ml	AVA-HPY-602

ادامه



BACK



MENU

کیت‌های رپید تست آوا

Drugs Of Abuse Tests

Product Name	Format	Tests per kit	Sample	Cut-off Level	Cat No.
(AMP) Amphetamine Drug Test	Strip	50	Urine	500 ng/ml	AVA-DAM-101
(MET) Methamphetamine Drug Test	Strip	50	Urine	500 ng/ml	AVA-DME-101
(MTD) Methadone Drug Test	Strip	50	Urine	300 ng/ml	AVA-DMT-101
(MOP) Morphine Drug Test	Strip	50	Urine	300 ng/ml	AVA-DMO-101
(THC) Marijuana Drug Test	Strip	50	Urine	50 ng/ml	AVA-DTH-101
(TRA) Tramadol Drug Test	Strip	50	Urine	100 ng/ml	AVA-DTR-101
(TCA) Tricyclic Antidepressants Drug Test	Strip	50	Urine	1000 ng/ml	AVA-DTC-101
(COC) Cocaine Drug Test	Strip	50	Urine	300 ng/ml	AVA-DCO-101
(BAR) Barbiturates Drug Test	Strip	50	Urine	300 ng/ml	AVA-DBR-101
(BZO) Benzodiazepine Drug Test	Strip	50	Urine	300 ng/ml	AVA-DBZ-101
(BUP) Buprenorphine Drug Test	Strip	50	Urine	10 ng/ml	AVA-DBU-101

ادامه



BACK



MENU

کیت‌های رپید تست آوا

Multi Drug Rapid Tests

Product Name	Format	Tests per kit	Sample	Cut-off Level	Cat No.
3-panel Drug Test (AMP500/MET500/MOP)	Cassette	40	Urine	-	AVA-DP3-101
4-panel Drug Test (AMP500/MET500/MTD/MOP)	Cassette	25	Urine	-	AVA-DP4-101
5-panel Drug Test (MET500/AMP/MTD/MOP/TRA)	Cassette	25	Urine	-	AVA-DP5-101
6-panel Drug Test (AMP500/MET500/THC/MTD/MOP/TRA)	Cassette	25	Urine	-	AVA-DP6-101
8-panel Drug Test (COC/AMP500/MET500/THC/MTD/MOP/TRA/BUP)	Cassette	25	Urine	-	AVA-DP8-101
10-panel Drug Test (COC/AMP500/MET500/THC/MTD/MOP/TRA/BZO/TCA/BUP)	Cassette	25	Urine	-	AVA-DP10-101
Panel Drug Test (Any Required Drug Combaion)	Cassette	25	Urine	-	-

بازگشت

کیت‌های الایزا آوا



- پنل‌های تیروئیدی (TSH, T3, T4) و ویتامین D
- حساسیت و اختصاصیت بسیار بالا
- روش کار آسان (یک بار شستشو)
- محلول‌های آماده مصرف (Use to Ready)

ویژگی‌ها

کیت‌های الایزا آوا



Thyroid ELISA Kits

Product Name	Standards/ Internal control	Sample	Sample Volume	Wash	Incubation Time	Shelf Life	Sensitivity	Cat No.
T3 ELISA KIT	0-0.5-1-2.5-5-10 ng/ml CS	Serum/ plasma	50 µl	1	45+15 min RT	1 year	0.2 ng/ml	AVA-ET3-101
T4 ELISA KIT	0-2.5-5-10-15-30 ng/ml CS	Serum/ plasma	25 µl	1	45+15 min RT	1 year	1 µg/dl	AVA-ET4-102
TSH ELISA KIT	0-0.5-2.5-5-10-20-40 ng/ml CS	Serum/ plasma	50 µl	1	45+15 min RT	1 year	0.05 µIU/ml	AVA-ETS-103

Vitamin D ELISA Kits

Vit D3 elisa KIT	0-7.5-20-40-80-120 ng/ml	Serum/ plasma	25 µl	2	40+20+15 min RT	1 year	3.5 ng/ml	AVA-ED3-203
------------------	--------------------------	---------------	-------	---	-----------------	--------	-----------	-------------



BACK



MENU



ماسک



01

ماسک سه لایه آوا

ماسک سه لایه آوا



- ۵۰ عدد در هر جعبه/۴۰ جعبه در هر کارتن
- تولید شده مطابق با استانداردهای INSO ، BS BN ۱۴۶۸۳:۲۰۱۹ ، ۶۱۳۸:۱۳۹۹
- ۳ لایه و کش دار
- ماسک‌های صورت پزشکی توسط کادر درمانی، بیماران و افراد دیگر به طور خاص در مراکز درمانی و شرایط بیماری همه‌گیر و فراگیر پوشیده می‌شود تا ریسک شیوع عفونت‌ها را کاهش دهد. انتقال عوامل عفونی در حین عملیات جراحی و سایر فعالیت‌های پزشکی از چند طریق ممکن است انجام شود و منابع این انتقال به عنوان مثال بینی و دهان اعضای تیم جراحی است. اصلی‌ترین هدف استفاده از ماسک‌های صورت پزشکی، محافظت از بیمار در برابر عوامل عفونی و علاوه بر این، در شرایط خاص برای محافظت از پوشنده ماسک در برابر پاشش قطرات مایعات بالقوه آلوده است.

ویژگی‌ها:

- سترون شده با گاز اتیلن اکساید
- دارای تاریخ انقضاء سه ساله



پوست و زیبایے

01

میکروکانولے آوا

02

سرسوزن مزوتراپی آوا



BACK



MENU

میکروکانولای آوا



- ۴۰ عدد یا ۲۵ عدد کانولا در هر جعبه
- ۲۵ جعبه در هر کارتن (۱۰۰۰ عدد) یا ۴۰ جعبه در هر کارتن (۱۰۰۰ عدد)


توضیحات

میکروکانولای آوا

- نوک کند برای ورود غیر تهاجمی و کاهش خطر ایجاد هماتوم
- کدگذاری رنگی بر اساس قطر کانولا
- بازشدگی جانبی در نوک برای تزریق دقیق
- بسته بندی جداگانه در پک های بلیستر
- استریل شده با E.O.
- یک بار مصرف
- مدت زمان ماندگاری: ۳ سال

رنگ	طول سوزن (mm)	قطر خارجی سوزن (mm)	گیج سوزن
صورتی	۷۰	۱.۲۴	۱۸
صورتی	۱۱۰	۱.۲۴	۱۸
سبز	۷۰	۰.۸۱	۲۱
مشکی	۵۰	۰.۷۱	۲۲
مشکی	۷۰	۰.۷۱	۲۲
مشکی	۹۰	۰.۷۱	۲۲
آبی	۵۰	۰.۶۳	۲۳
نارنجی	۵۰	۰.۵	۲۵
خاکستری	۴۰	۰.۴	۲۷
خاکستری	۵۰	۰.۴	۲۷
زرد	۲۵	۰.۳	۳۰

سرسوزن مزوتراپی آوا



- ۱۰۰ سوزن در هر جعبه
- ۱۰۰ جعبه در هر کارتن (۵۰۰۰ عدد)

توضیحات



سرسوزن مزوتراپی آوا

- تولید شده مطابق با استانداردهای ISO ۷۸۶۴ ، ISO ۶۰۰۹ و ISO ۸۰۳۶۹-۷
- غیر سمی و غیر تب زا
- ساخته شده با کانولای استیل ضدزنگ ۳۰۴
- تولید شده از مواد اولیه پزشکی با کیفیت
- دارای پوشش سیلیکونی پیشرفته
- سوزن با برش سه وجهی
- بسته بندی جداگانه در پک های بلیستر
- استریل شده با E.O.
- یک بار مصرف
- مدت زمان ماندگاری: ۵ سال

ویژگی ها:

- به صورت فله یا استریل شده

ویژگی ها



BACK



MENU

سرسوزن مزوتراپی آوا

رنگ هاب	گیج سوزن	قطر خارجی (mm)	طول سوزن (mm)
خاکستری	۲۷	۰.۱۴	۴
خاکستری	۲۷	۰.۱۴	۶
خاکستری	۲۷	۰.۱۴	۱۳
قرمز	۲۹	۰.۳۳	۱۳
زرد	۳۰	۰.۳۰	۴
زرد	۳۰	۰.۳۰	۶
زرد	۳۰	۰.۳۰	۱۳
سفید	۳۱	۰.۲۵	۴
سفید	۳۱	۰.۲۵	۶
سفید	۳۱	۰.۲۵	۱۳
سبز	۳۲	۰.۲۳	۱۳

بازگشت



BACK



MENU



دامپزشکے

01

سرنگ تزریق دامے آوا

02

سرسوزن تزریق دامے آوا

سرنگ تزریق دامی آوا



- سرنگ‌های ۳ میلی‌لیتر و ۵ میلی‌لیتر: ۲۰۰۰ عدد در هر کارتن
- سرنگ ۱۰ میلی‌لیتر: ۶۰۰ عدد در هر کارتن
- سرنگ ۲۰ میلی‌لیتر: ۳۵۰ عدد در هر کارتن
- سرنگ ۵۰ میلی‌لیتر: ۱۵۰ عدد در هر کارتن
- سرنگ گاواژ: ۱۵۰ عدد در هر کارتن



BACK



MENU

سرنگ تزریق دامی آوا

- تولید شده مطابق با استانداردهای ISO ۶۰۰۹ ، ISO ۷۸۶۴ ، ISO ۷۸۸۶-۱ و ISO ۸۰۳۶۹-۷
- غیر سمی و غیر تب زا
- ساخته شده از مواد اولیه پزشکی با کیفیت
- دارای درجه بندی شفاف و واضح
- بسته بندی تکی در پک های بلیستر
- سوزن با برش سه وجهی
- استریل شده با E.O.
- یک بار مصرف
- مدت زمان ماندگاری: ۳ سال

۵۰

۲۰

۱۰

۵


۳

ظرفیت (ml)

بازگشت



سرسوزن تزریق دامی آوا



- ۱۰۰ سوزن در هر جعبه
- ۵۰ جعبه در هر کارتن (۵۰۰۰ عدد)

توضیحات



سرسوزن تزریق دامی آوا

- مجموعه‌ای از سائزها مخصوص حوزه دامپزشکی
- ساخته شده از مواد اولیه پزشکی با کیفیت
- سوزن فوق‌العاده تیز با برش سه‌وجهی
- دارای پوشش سیلیکونی پیشرفته
- بسته‌بندی تکی در پک‌های بلیستر
- استریل شده با E.O.
- یک‌بار مصرف
- مدت زمان ماندگاری: ۵ سال

ویژگی‌ها:

- به‌صورت فله نیز قابل ارائه است

۱۲-۱۹-۳۲-۳۸	۱۲-۱۹-۳۲-۳۸	طول سوزن (mm)
۱۶	۱۸	گیج سوزن
سفید	صورتی	رنگ هاب

بازگشت



BACK



MENU



دندانپزشکے

01



سرسوزن داندانپزشکے آوا

02



سرنگ شست و شوے ایمن آوا

سرسوزن داندانپزشکی آوا



- ۵۰ سوزن در هر جعبه
- ۱۰۰ جعبه در هر کارتن (۵۰۰۰ عدد)

توضیحات



BACK



MENU

سرسوزن داندانپزشکی آوا

- تولید شده مطابق با استانداردهای ISO ۷۸۸۵ و ISO ۶۰۰۹
- غیر سمی و غیر تب زا
- ساخته شده با کانولای استیل ضدزنگ ۳۰۴
- تولید شده از مواد اولیه پزشکی با کیفیت
- سوزن با برش سه وجهی
- دارای پوشش سیلیکونی پیشرفته
- افزایش نرخ جریان به دلیل دیواره‌های نازک
- استریل شده با E.O.
- یک بار مصرف
- مدت زمان ماندگاری: ۳ سال

ویژگی‌ها:

- به صورت فله یا استریل شده

۳۰	۳۰	۲۷	۲۷	گیج سوزن
کوتاه - ۲۵	بلند - ۳۵	کوتاه - ۲۵	بلند - ۳۵	طول سوزن (mm)
زرد	زرد	خاکستری	خاکستری	رنگ هاب

بازگشت

سرنگ شست و شوی ایمن آوا



- ۵ میلی لیتر: ۲۰۰۰ عدد سرنگ در هر کارتن
- ۱۰ میلی لیتر: ۱۰۰۰ عدد در هر جعبه، ۸ جعبه در هر کارتن (۸۰۰۰ عدد)
- ۲۰ میلی لیتر: ۳۵۰ عدد سرنگ در هر کارتن



سرنگ شست و شوی ایمن آوا

- دارای سوزن تیز نشده (Blunt Needle)
- تولید شده مطابق با استانداردهای ISO ۶۰۰۹، ISO ۷۸۶۴، ISO ۷۸۸۶-۱ و ISO ۸۰۳۶۹-۷
- غیر سمی و غیر تب زا
- ساخته شده از مواد اولیه پزشکی با کیفیت
- سرنگ لوئر لاک (Luer Lock) سه تکه‌ای
- پلی‌پروپیلن شفاف با درجه وضوح بالا
- درجه‌بندی واضح
- بسته‌بندی تکی در پک‌های بلیستر
- استریل شده با E.O.
- یک‌بار مصرف
- مدت زمان ماندگاری: ۳ سال

ویژگی‌ها:

- به صورت فله یا استریل شده
- در ظرفیت‌های مختلف همراه با سوزن‌های بلانت در اندازه‌ها و گیج‌های متنوع

۲۰	۱۰	۵	ظرفیت (ml)
۲۱	۲۳	۲۳	گیج سوزن تیز نشده

بازگشت



BACK



MENU

Info 01

Info 02

Info 03

Info 04

Data
Info

Data Info


چشم پزشکی

01



سرسوزن چشم پزشکی آوا

سرسوزن چشم پزشکی آوا



- تولید شده مطابق با استانداردهای ISO ۷۸۶۴، ISO ۹۶۲۶ و ISO ۶۰۰۹

- ساخته شده با کانولای استیل ضدزنگ ۳۰۴
- بسته بندی تکی در پک های بلیستر سخت
- استریل شده با گاز اتیلن اکساید (E.O.)
- یک بار مصرف
- مدت زمان ماندگاری: ۳ سال

ویژگی ها:

- سوزن صاف یا زاویه دار مطابق با درخواست
- نوک تیز (Beveled) یا نوک تیز نشده (blunt) بر اساس کاربرد
- امکان تولید نوک سوزن در طول ها و زاویه های متنوع

ویژگی ها

سرسوزن چشم پزشکی آوا

رنگ هاب	طول سوزن (mm)	گیج سوزن
زرد	۲۲	۳۰
زرد	۱۳	۳۰
خاکستری	۲۵	۲۷
خاکستری	۲۲	۲۷
خاکستری	۱۳	۲۷
نارنجی	۳۸	۲۵
نارنجی	۳۲	۲۵
نارنجی	۲۲	۲۵
آبی	۳۸	۲۳
آبی	۲۲	۲۳
مشکی	۳۲	۲۲
مشکی	۲۲	۲۲
سبز	۲۲	۲۱



قلب و عروق

01



سرسوزن آنژیوگرافی آوا




BACK



MENU

سرسوزن آنژیوگرافی آوا



- ۴۰ سوزن در هر جعبه
- ۵۰ جعبه در هر کارتن (۲۰۰۰ عدد)

توضیحات



سرسوزن آنژیوگرافی آوا

- تولید شده مطابق با استانداردهای ISO ۷۸۶۴ و ISO ۹۶۲۶
- غیر سمی و غیر تب زا
- ساخته شده با کانولای استیل ضدزنگ ۳۰۴
- تولید شده از مواد اولیه پزشکی با کیفیت
- دارای پوشش سیلیکونی پیشرفته
- سوزن با برش سه وجهی
- بسته بندی تکی در پک های بلیستر
- استریل شده با گاز اتیلن اکساید (E.O.)
- یک بار مصرف
- مدت زمان ماندگاری: ۳ سال

ویژگی ها:

- قابل ارائه به صورت فله یا استریل شده

دیوار بسیار نازک	دیوار نازک	دیوار معمولی	طول سوزن (mm)	گیج سوزن
✓	✓	-----	۷۰	۱۸
✓	-----	-----	۴۵	۲۱

بازگشت



BACK



MENU



گوارش



سوزن تزریق آندوسکوپی آوا




BACK



MENU

سوزن تزریق آندوسکوپی آوا



- ۵۰ سوزن در هر جعبه
- ۵۰ جعبه در هر کارتن (۵۰۰ عدد)

توضیحات



BACK



MENU

سوزن تزریق آندوسکوپی آوا

- مناسب برای کانال‌های ابزاری با قطر ۲.۴ میلی‌متر و ۲.۸ میلی‌متر
- طراحی دسته با گریپ آسان جهت کنترل بهتر
- مکانیزم قفل برای کاهش پرش سوزن
- سوزن از جنس استیل ضدزنگ ۳۰۴ با نوک تیز (Beveled)
- استریل شده با گاز اتیلن اکساید (E.O.)
- یک بار مصرف
- مدت زمان ماندگاری: ۳ سال

ویژگی‌ها:

- قابل ارائه به صورت فله یا استریل شده
- قابل عرضه در طول‌های کاری سفارشی

۴ - ۶	۴ - ۶	طول سوزن (mm)
۲۲	۲۲	گیج سوزن
۲۳۰	۱۶۰	طول کاری (cm)

بازگشت



BACK



MENU



نیچه ساخته

01



لوله‌های اکسترودر آوا

02



کانول و مفتول آوا

لوله های اکسترودر آوا

لوله ست سرم

- در سایزهای:
 - قطر خارجی: 4 ± 0.1 میلی متر
 - قطر داخلی: 3 ± 0.1 میلی متر
- طول تیوب متناسب با درخواست مشتری
- مقاوم در برابر تاخوردگی و انسداد
- غیرسمی، غیرتبخا و بدون لاتکس
- طول تیوب متناسب با درخواست مشتری



لوله اسکالپ وین

- در سایزهای:
 - قطر خارجی: 2.5 ± 0.1 میلی متر
 - قطر داخلی: 1.5 ± 0.1 میلی متر
- طول تیوب متناسب با درخواست مشتری
- مقاوم در برابر تاخوردگی و انسداد
- غیرسمی، غیرتبخا و بدون لاتکس



لوله‌های اکسترودر آوا


لوله سوند نلاتون

- در سایزهای: CH12، CH14 و CH16
- تهیه شده از PVC پزشکی
- مقاوم در برابر تا خوردگی و انسداد
- غیرسمی، غیرتبخا و بدون لاتکس



لوله ساکشن

- در سایزهای: CH25، CH30 و CH35
- تهیه شده از PVC پزشکی
- مقاوم در برابر تا خوردگی و انسداد
- غیرسمی، غیرتبخا و بدون لاتکس





BACK



MENU

کانول و مفتول آوا



- لوله جوشکاری شده (Welded type tube)
- ساخته شده از آلیاژ استیل ضدزنگ پزشکی ۳۰۴
- در سایزهای مختلف از گیج ۱۴ تا ۳۲
- قابل عرضه به صورت برش خورده یا قرقره‌ای (spool)
- دارای طول‌های متنوع برای کانولا
- قابل ارائه با نوک برش‌پشتی (Back-cut bevel) یا نوک لنست (Lancet point)
- موجود با دیواره معمولی (R.W)، نازک (T.W) یا فوق‌العاده نازک (E.T.W)



BACK



MENU



ثبت رسمی نام
آواپزشک در پایگاه
اروپایی تجهیزات
پزشکی به عنوان
شرکت‌های مورد
تایید اتحادیه اروپا



مجوز پذیرش سهام
شرکت در بازار
بورس اوراق بهادار



اخذ گواهینامه
ISO 13485 & GMP
در تولید محصولات
پزشکی



کسب گواهینامه
دانش بنیان از معاونت
علمی، فناوری و
اقتصاد دانش بنیان
ریاست جمهوری



دارای نشان CE
محصولات حوزه
تزریق و آزمایشگاهی



اخذ مجوزهای پروانه
کاربردی از سازمان ملی
استاندارد



اخذ پروانه ساخت
وسیله پزشکی
کلیه محصولات از
اداره کل
تجهیزات پزشکی



اخذ پروانه بهره‌برداری
تولید از وزارت صنعت،
معدن و تجارت



BACK



MENU

دفتر مرکزی



تهران، خیابان الوند، کوچه
آویز، پلاک ۵

۰۲۱ ۴۲ ۰۸ ۷۰ ۰۰



کارخانه



استان مرکزی، آشتیان، شهرک
صنعتی آشتیان

۰۸۶ ۳۷ ۲۳ ۶۴ ۴۴



کارخانه ۲



شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار
ابوریحان بیرونی بلوارغزالی غربی،
خیابان لادن ۲

۰۲۶ ۳۷ ۷۷ ۵۵ ۳۱

۳۱۸۸۱۱۵۹۱۱





AVA PEZESHK GROUP

MEDICAL

MANUFACTURING MEDICAL PRODUCTS

MANUFACTURING

MANUFACTURING

MANUFACTURING MEDICAL PRODUCTS

MANUFACTURING MEDICAL PRODUCTS

MANUFACTURING MEDICAL PRODUCTS

MANUFACTURING MEDICAL PRODUCTS

MEDICAL

START



MANUFACTURING MEDICAL PRODUCTS VER. 2025



— AVA PEZESHK GROUP —



01

ABOUT US



02

PRODUCTS



03

CONTACT US



VER. 2025
MANUFACTURING MEDICAL
PRODUCTS



BACK



MENU

ABOUT AVA PEZESHK



As a faith-based company, AVA has dedicated nearly three decades to developing and manufacturing medical products. It has come a long way since its inception and is committed to maintaining consistently high standards of quality. The production facility spans nearly 130,000m², including over 24,000m² of building space. It features a 6,000m² state-of-the-art cleanroom built in compliance with ISO 14644 standards. Ongoing monitoring of the production line in accordance with GMP and ISO 13485, along with continuous investment in personnel, training, and technology, has allowed us to offer an ever-expanding range of high-quality products throughout the west Asia and north Africa region. Our products include a variety

CONTINUE



BACK



MENU

AVA PEZESHK



of injection, vaccination and insulin syringes, biopsy punches, endoscopic injection needles, angiography introducers and also a wide range of disposable hypodermic needles from 14G to 32G for injection, mesotherapy, dermal filling, dental, ophthalmic, and irrigation applications. OEM product solutions such as production of stainless steel tubes, cannulas and bulk hypodermic needles, are also part of our services.

AVA's manufacturing expertise, combined with its extensive export experience, has opened the door to international markets.

Our export capabilities are not limited to a single type of product or to regional markets.

In addition to final products, we supply work-in-process items, OEM, and private-label products to customers across Europe, Africa, and Asia.

BACK



BACK



AVA PEZESHK GROUP



MENU

02



DIABETES

01



INJECTION

04



DERMATOLOGY

03



LABORATORY

06



DENTAL

05



VETERINARY

08



CARDIOVASCULAR

07



OPHTHALMIC

10



OEM

09



GASTROENTEROLOGY

VER. 2025
MANUFACTURING MEDICAL
PRODUCTS



INJECTION

- 01 >> AVA LUER LOCK SYRINGE
- 02 >> AVA LUER LOCK SYRINGE WITH DRAWING UP NEEDLE
- 03 >> AVA LUER SLIP SYRINGE
- 04 >> AVA AUTO-DISABLE SYRINGE
- 05 >> AVA HYPODERMIC NEEDLE
- 06 >> AVA IV CATHETER
- 07 >> AVA SCALP VEIN (Butterfly Needle)

AVA LUER LOCK SYRINGE



- 3ml, 5ml: 100 syringes per box
10 boxes per case (1000)
20 boxes per case (2000)
- 10ml: 600 syringes per case
- 20ml: 350 syringes per case

DESCRIPTION



BACK



MENU

AVA LUER LOCK SYRINGE

- Manufactured in compliance with ISO 7864, ISO 6009, ISO 7886-1 & ISO 80369-7
- Non-toxic and non-pyrogenic
- Made from medical grade raw material
- High transparent polypropylene
- Clear scale marking
- Individually packed in blister packs
- Three part syringe for smooth operation
- Three-face-bevel needle
- Sterilized by E.O.
- Single use
- Shelf-life: 3 years

OPTION:

- Available with or without needle
- Available as bulk or sterilized
- Available with needles in different gauges & lengths

Capacity (ml)

3

5

10

20

BACK

AVA LUER LOCK SYRINGE WITH DRAWING UP NEEDLE



- 100 syringes per box
- 10 boxes per case (1000)

DESCRIPTION



BACK



MENU

AVA LUER LOCK SYRINGE WITH DRAWING UP NEEDLE

- Manufactured in compliance with ISO 7864, ISO 6009, ISO 7886-1 & ISO 80369-7
- Non-toxic and non-pyrogenic
- Made from medical grade raw material
- High transparent polypropylene
- Clear scale marking
- Individually packed in blister packs
- Three part syringe
- Three-face-bevel needle
- Sterilized by E.O.
- Single use
- Shelf-Life: 3 years

OPTION:

- Available as bulk or sterilized

Capacity (ml)	3	5
Draw-up Needle Gauge	18	18
Injection Needle Gauge	23	22

BACK



BACK



MENU

AVA LUER SLIP SYRINGE



- 1ml, 3ml, 5ml: 100 syringes per box
10 boxes per case (1000)
20 boxes per case (2000)
- 10ml: 600 syringes per case
- 20ml: 350 syringes per case
- 50ml: 150 syringes per case

DESCRIPTION



BACK



MENU

AVA LUER SLIP SYRINGE

- Manufactured in compliance with ISO 7864, ISO 6009, ISO 7886-1 & ISO 80369-7
- Non-toxic and non-pyrogenic
- Made from medical grade raw material
- High transparent polypropylene
- Clear scale marking
- Individually packed in blister packs
- Three part syringe
- Three-face-bevel needle
- Sterilized by E.O.
- Single use
- Shelf-life: 3 years

OPTION:

- Available with or without needle
- Available as bulk or sterilized
- Available with needles in different gauges & lengths

Capacity (ml)

1

3

5

10

20

50

BACK




BACK



MENU

AVA AUTO-DISABLE SYRINGE



- 100 syringes per box
- 20 boxes per case (2000)

DESCRIPTION



BACK



MENU

AVA AUTO-DISABLE SYRINGE

- Manufactured in compliance with ISO 7864, ISO 6009 & ISO 7886-3
- Non-toxic and non-pyrogenic
- Made from medical grade raw material
- High transparent polypropylene Clear scale marking
- Individually packed in blister packs
- Three-face-bevel needle
- Sterilized by E.O.
- Single use
- Shelf-life: 3 years

Capacity (ml)

0.5

Needle Gauge

23

BACK



BACK



MENU

AVA HYPODERMIC NEEDLE



- 100 needles per box
- 50 boxes per case (5000)

DESCRIPTION



BACK



MENU

AVA HYPODERMIC NEEDLE

- Manufactured in compliance with ISO 7864, ISO 6009, ISO 80369-7 & ISO 9626
- Non-toxic and non-pyrogenic
- 304 stainless steel cannula
- Made from medical grade raw material
- Ultra-sharp lancet point
- Advanced silicone coated
- Increased flow rates due to thin or extra thin walls
- Available as three-face-bevel
- Individually packed in blister packs
- Sterilized by E.O.
- Single use
- Shelf-life: 5 years

OPTION:

- Available as bulk or sterilized
- Available with needles in different gauges & lengths

TECHNICAL DATE



BACK



MENU

AVA HYPODERMIC NEEDLE

Outer Diameter (mm)	Needle Gauge	Hub Color
0.23	32	Green
0.25	31	White
0.30	30	Yellow
0.33	29	Red
0.40	27	Gray
0.50	25	Orange
0.60	23	Blue
0.70	22	Black
0.80	21	Green
0.90	20	Yellow
1.10	19	Cream
1.20	18	Pink
1.60	16	White

BACK



BACK



MENU

AVA IV CATHETER



- 50 IV Catheter per box
- 20 boxes per case (1000)

DESCRIPTION



BACK



MENU

AVA IV CATHETER

- Manufactured in compliance with ISO 9626, ISO 10993 & ISO 10555
- Non-toxic and non-pyrogenic
- Made from medical grade raw material
- Thin wall stainless cannula
- Ultra-sharp back-cut bevel
- Advanced silicone coated
- Sterilized by E.O.
- Single use
- Shelf-life: 3 years

OPTION:

- Available as bulk or sterilized

Gauge	18	20	22
Color	Green	Pink	Blue
OD Catheter (mm)	1.33	1.1	0.88
Catheter Length (mm)	45	32	24
Water Flow Rate (ml/min)	96	61	36

BACK



BACK



MENU

AVA SCALP VEIN (BUTTERFLY NEEDLE)



- 50 Scalp vein per box
- 20 boxes per case (1000)

DESCRIPTION



BACK



MENU

AVA SCALP VEIN (BUTTERFLY NEEDLE)

- Manufactured in compliance with ISO 9626, ISO 7864 & AS/NZS 2485
- Non-toxic and non-pyrogenic
- Made from medical grade raw material
- Thin wall stainless cannula
- Color coded
- Flexible wing for easy manipulation
- Ultra-sharp three face bevel
- Advanced silicone coated
- dead space: 0.5ml
- 250mm PVC tube Length
- Luer Lock connector
- Sterilized by E.O.
- Single use
- Shelf-Life: 3 years

OPTION:

- Available as bulk or sterilized

Hub Color

Green

Needle Gauge

21

BACK



BACK



MENU



DIABETES

01



AVA UNIBODY INSULIN SYRINGE

02



AVA LANCET

03



AVA INSULIN PEN NEEDLE

AVA UNIBODY INSULIN SYRINGE



- Each set contains 10 syringes per poly bag
- 4 bags per box + 1 magnifier (40)
- 50 boxes per case (2000)

DESCRIPTION



BACK



MENU

AVA UNIBODY INSULIN SYRINGE

- Manufactured in compliance with ISO 8537 & ISO 9626
- Non-toxic and non-pyrogenic
- Three part syringe
- Three-face-bevel needle
- Made with 304 stainless steel cannula
- Made from medical grade raw material
- Equipped with magnifier for improve visibility of scale marking
- Clear scale marking
- Smooth movement of piston
- High transparent polypropylene
- Sterilized by E.O.
- Single use
- Shelf-life: 3 years

OPTION:

- Available as bulk or sterilized
- Available as individually packed on request

Needle Gauge	30	31	31
Needle Lenght (mm)	8	6-8	6-8
Capacity (ml)	1	1	0.5
Package color	Yellow	Violet	Violet

BACK




BACK



MENU

AVA LANCET



- 100 lancet per box
- 10 boxes per inner-box (1000)
- 10 inner-box per case (10.000)

DESCRIPTION



BACK



MENU

AVA LANCET

- Manufactured in compliance with DIN 58916
- Non-toxic and non-pyrogenic
- Stainless steel wire 304
- Made from medical grade raw material
- Three-face-bevel wire
- Sterilized by E.O.
- Single use
- Shelf-life: 3 years

OPTION:

- Available as bulk or sterilized

Color	Blue	Green
Gauge	28	30
Outer Diameter (mm)	0.36	0.3

BACK

AVA INSULIN PEN NEEDLE



- 100 needles per box
- 50 boxes per case (5000)

DESCRIPTION



BACK



MENU

AVA INSULIN PEN NEEDLE

- Manufactured in compliance with ISO 11608-2 & ISO 9626
- Non-toxic and non-pyrogenic
- Made with 304 stainless steel cannula
- Made from medical grade raw material
- Advanced silicone coated
- Three-face-bevel needle
- Sterilized by E.O.
- Single use
- Shelf-life: 3 years

OPTION:

- Available as bulk or sterilized

Gauge	30	31	31	31	32	32	32
Needle Length (mm)	8	6	5	4	6	5	4

BACK



BACK



MENU



LABORATORY

01

AVA VACUUM BLOOD COLLECTION TUBE

02

AVA NON-VACUUM BLOOD COLLECTION TUBE

03

AVA BLOOD COLLECTION NEEDLE

04

AVA RAPID TEST

05

AVA ELISA KITS

AVA VACUUM BLOOD COLLECTION TUBE



- 100 tubes per shrinking packs
- 12 shrinking packs per case (1200)

DESCRIPTION



BACK



MENU

AVA VACUUM BLOOD COLLECTION TUBE

- Manufactured in compliance with ISO 6710, EN 14820 & CLSI H01 A6
- Made from medical grade raw material
- Special formulation of the polymer (PET)
- Available in a variety of draw volumes
- Expected draw volume throughout the entire shelf life
- High efficiency separation gel and additive
- Sterilized by radiation
- Shelf-Life: 3 years

OPTION:

- Available as plain or with reagents

Tube Type	SST	Serum	EDTA	EDTA	Coagulation
Cap Color	Yellow	Red	Purple	Purple	Blue
Additive	Clot Activator with Gel	Clot Activator	K2 EDTA	K3 EDTA	Sodium Citrate 3.2%
13 x 75 (ml)	3.5	4	2-3	2-3	1.8
13 x 100 (ml)	5	6	6	6	-

BACK

AVA NON-VACUUM BLOOD COLLECTION TUBE



- 100 tubes per shrinking packs
- 12 shrinking packs per case (1200)

DESCRIPTION



BACK



MENU

AVA NON-VACUUM BLOOD COLLECTION TUBE

- Made from medical grade raw material
- Special formulation of the polymer
- Available in a variety of draw volumes
- High efficiency separation gel and additive
- Shelf-Life: 3 years

OPTION:

- Available as plain or with reagents

Tube Type	SST	Serum	EDTA	EDTA	Coagulation
Cap Color	Yellow	Red	Purple	Purple	Blue
Additive	Clot Activator with Gel	Clot Activator	K2 EDTA	K3 EDTA	Sodium Citrate 3.2%
13 x 75 (ml)	3.5	4	2-3	2-3	1.8
13 x 100 (ml)	5	6	6	6	-

BACK

AVA BLOOD COLLECTION NEEDLE



- 100 needles per box
- 20 boxes per case (2000)

DESCRIPTION



BACK



MENU

AVA BLOOD COLLECTION NEEDLE

- Manufactured in compliance with ISO 9626, ISO 6009 & JIST 3220
- Non-toxic and non-pyrogenic
- Made with 304 stainless steel cannula
- Made from medical grade raw material
- Advanced silicone coated
- Three-face-bevel needle
- Sterilized by E.O.
- Single use
- Shelf-Life: 3 years

OPTION:

- Available as bulk or sterilized

Gauge	20	21	22
Needle Length (mm)	38	38	38
Hub Color	Yellow	Green	Black

BACK

AVA RAPID TEST



- Rapid test kits including Opioid (1, 3, 4, 5, 6 & 10 tests), H. Pylori, FOB, Pregnancy (strip & cassette), Troponin
- For the first time in collaboration with HANGZHOU ALLTEST, the most well-known brand of rapid diagnostic tests with US FDA and European CE approvals
- High Accuracy
- Easy Procedure
- One step method
- Licensed by Naional References Laboratory
- Licensed by IRAN Naional Medical Device Directorate (IMED)

TECHNICAL DATE



BACK



MENU

AVA RAPID TEST

Pregnancy Rapid Test

Product Name	Format	Tests per kit	Sample	Cut-off Level	Cat No.
hCG Pregnancy Rapid Test	Cassette & strip	1-40-50	Urine	25 mIU/ml	AVA-FHG-112

■ Cancer Rapid Tests

Product Name	Format	Tests per kit	Sample	Cut-off Level	Cat No.
(FOB) Fecal Occult Blood Rapid Test	Cassette	30	Feces	50 ng/ml	AVA-TFO-602

CARDIAC MARKERS

Product Name	Format	Tests per kit	Sample	Cut-off Level	Cat No.
2-cTnI-TROPONIN Ag RAPID TEST KIT	Cassette	40	serum/ whole blood/ plasma	0.5 ng/ml	AVA-TPO-202

DIGESTION TESTS

Product Name	Format	Tests per kit	Sample	Cut-off Level	Cat No.
H. PYLORI Ag RAPID TEST KIT	Cassette	30	Feces	8 ng/ml	AVA-HPY-602

CONTINUE



BACK



MENU

AVA RAPID TEST

Drugs Of Abuse Tests

Product Name	Format	Tests per kit	Sample	Cut-off Level	Cat No.
(AMP) Amphetamine Drug Test	Strip	50	Urine	500 ng/ml	AVA-DAM-101
(MET) Methamphetamine Drug Test	Strip	50	Urine	500 ng/ml	AVA-DME-101
(MTD) Methadone Drug Test	Strip	50	Urine	300 ng/ml	AVA-DMT-101
(MOP) Morphine Drug Test	Strip	50	Urine	300 ng/ml	AVA-DMO-101
(THC) Marijuana Drug Test	Strip	50	Urine	50 ng/ml	AVA-DTH-101
(TML) Tramadol Drug Test	Strip	50	Urine	100 ng/ml	AVA-DTR-101
(TCA) Tricyclic Antidepressants Drug Test	Strip	50	Urine	1000 ng/ml	AVA-DTC-101
(PCP) Phencyclidine Drug Test	Strip	50	Urine	25 ng/ml	AVA-DPC-101
(MDMA) Ecstasy Drug Test	Strip	50	Urine	500 ng/ml	AVA-DMD-101
(COC) Cocaine Drug Test	Strip	50	Urine	300 ng/ml	AVA-DCO-101
(BAR) Barbiturates Drug Test	Strip	50	Urine	300 ng/ml	AVA-DBR-101
(BZO) Benzodiazepine Drug Test	Strip	50	Urine	300 ng/ml	AVA-DBZ-101
(BUP) Buprenorphine Drug Test	Strip	50	Urine	10 ng/ml	AVA-DBU-101

CONTINUE



BACK



MENU

AVA RAPID TEST

Multi Drug Rapid Tests

Product Name	Format	Tests per kit	Sample	Cut-off Level	Cat No.
3-panel Drug Test (AMP500/MET500/MOP)	Cassette	40	Urine	-	AVA-DP3-101
4-panel Drug Test (AMP500/MET500/MTD/MOP)	Cassette	25	Urine	-	AVA-DP4-101
5-panel Drug Test (MET500/THC/MTD/MOP/TRA)	Cassette	25	Urine	-	AVA-DP5-101
6-panel Drug Test (AMP500/MET500/THC/MTD/MOP/TRA)	Cassette	25	Urine	-	AVA-DP6-101
8-panel Drug Test (COC/AMP500/MET500/THC/MTD/MOP/TRA/BUP)	Cassette	25	Urine	-	AVA-DP8-101
10-panel Drug Test (COC/AMP500/MET500/THC/MTD/MOP/TRA/BZO/TCA/BUP)	Cassette	25	Urine	-	AVA-DP10-101
panel Drug Test (Any Required Drug Combaion)	Cassette	25	Urine	-	-

BACK

AVA ELISA KITS



- Thyroid panels (TSH, T3, T4), fertility, anemia & vitamin D
- Very high sensitivity and specificity
- Easy to use method (one-time washing)
- Ready-to-use solutions (Use to Ready)
- Ability to install on all processors

TECHNICAL DATE

AVA ELISA KITS



Thyroid ELISA Kits

Product Name	Standards/ Internal control	Sample	Sample Volume	Wash	Incubation Time	Shelf Life	Sensitivity	Cat No.
T3 ELISA KIT	0-0.5-1-2.5-5-10 ng/ml CS	Serum/ plasma	50 µl	1	45+15 min RT	1 year	0.2 ng/ml	AVA-ET3-101
T4 ELISA KIT	0-2.5-5-10-15-30 ng/ml CS	Serum/ plasma	25 µl	1	45+15 min RT	1 year	1 µg/dl	AVA-ET4-102
TSH ELISA KIT	0-0.5-2.5-5-10-20-40 ng/ml CS	Serum/ plasma	50 µl	1	45+15 min RT	1 year	0.05 µIU/ml	AVA-ETS-103

Vitamin D ELISA Kits

Vit D3 elisa KIT	0-10-20-40-70-100 ng/ml	Serum/ plasma	25 micro liter	2	40+30+15 min RT	1 year	3.5 ng/ml	AVA-ED3-203
------------------	-------------------------	---------------	----------------	---	-----------------	--------	-----------	-------------



BACK



MENU



DERMATOLOGY

01



AVA MICROCANNULA

02



AVA MESOTHERAPY NEEDLE



BACK



MENU

AVA MICROCANNULA



- 40 cannulas OR 25 cannulas per box
- 25 boxes per case (1000) OR 40 boxes per case (1000)

DESCRIPTION



BACK



MENU

AVA MICROCANNULA

- Blunt tip for a non-traumatic introduction & reducing risk of hematoma
- Color coded according to the diameter of the cannula
- Lateral opening on the tip ensures a precise injection
- Packed individually in blister packs
- Sterilized by E.O.
- Single use
- Shelf-life: 3 years

TECHNICAL DATE



BACK



MENU

AVA MICROCANNULA

Needle Gauge	Outer Diameter Needle (mm)	Needle Length (mm)	Color
18	1.24	70	Pink
18	1.24	110	Pink
21	0.81	70	Green
22	0.71	50	Black
22	0.71	70	Black
22	0.71	90	Black
23	0.63	50	Blue
25	0.5	50	Orange
27	0.4	40	Gray
27	0.4	50	Gray
30	0.3	25	Yellow

BACK



BACK



MENU

AVA MESOTHERAPY NEEDLE



- 100 needles per box
- 100 boxes per case (5000)

DESCRIPTION



BACK



MENU

AVA MESOTHERAPY NEEDLE

- Manufactured in compliance with ISO 7864, ISO 6009 & ISO 80369-7
- Non-toxic & non-pyrogenic
- Made with 304 stainless steel cannula
- Made from medical grade raw material
- Advanced silicone coated
- Three-face-bevel needle
- Individually packed in blister packs
- Sterilized by E.O.
- Single use
- Shelf-life: 5 years

OPTION:

- Available as bulk or sterilized

TECHNICAL DATE



BACK



MENU

AVA MESOTHERAPY NEEDLE

Needle Gauge	Outer Diameter Needle (mm)	Hub Color
27	4	Gray
27	6	Gray
27	13	Gray
29	13	Red
30	4	Yellow
30	6	Yellow
30	13	Yellow
31	4	white
31	6	white
31	13	white
32	13	Green

BACK



BACK



MENU



VETERINARY

01



AVA VETERINARY SYRINGES

02



AVA VETERINARY NEEDLES

AVA VETERINARY SYRINGES



- 3ml, 5ml: 2000 syringes per case
- 10ml: 600 syringes per case
- 20ml: 350 syringes per case
- 50ml: 150 syringes per case
- Gavaj: 150 syringes per case

DESCRIPTION



BACK



MENU

AVA VETERINARY SYRINGES

- Manufactured in compliance with ISO 7864, ISO 6009 & ISO 7886-1
- Non-toxic and non- pyrogenic
- Made from medical grade raw material
- Clear scale marking
- Individually packed in blister packs
- Three-face-bevel needle
- Sterilized by E.O.
- Single use
- Shelf-life: 3 years

Capacity (ml)

3

5

10

20

50

BACK




BACK



MENU

AVA VETERINARY NEEDLES



- 100 needles per box
- 50 boxes per case (5000)

DESCRIPTION



BACK



MENU

AVA VETERINARY NEEDLES

- A range of sizes specially designed for veterinary profession
- Made from medical grade raw material
- Ultra-sharp three face bevel
- Advanced silicone coated
- Packed individually in blister packs
- Sterilized by E.O.
- Single use
- Shelf-Life: 3 years

OPTION:

- Available as bulk upon request

Lenght (mm)	12-19-32-38	12-19-32-38
Needle Gauge	18	16
Hub Color	pink	white

BACK



BACK



MENU



DENTAL

01



AVA DENTAL NEEDLE

02



AVA IRRIGATION SYRINGE

AVA DENTAL NEEDLE



- 50 needles per box
- 100 boxes per case (5000)

DESCRIPTION



BACK



MENU

AVA DENTAL NEEDLE

- Manufactured in compliance with ISO 7885 & ISO 6009
- Non-toxic and non-pyrogenic
- Made with 304 stainless steel cannula
- Made from medical grade raw material
- Three-face-bevel needle
- Advanced silicone coated
- Increased flow rates due to thin walls
- Sterilized by E.O.
- Single use
- Shelf-life: 3 years

OPTION:

- Available as bulk or sterilized

Needle Gauge	27	27	30	30
Lenght (mm)	Long - 35	Short - 25	Long - 35	Short - 25
Hub Color	Gray	Gray	Yellow	Yellow

BACK



BACK



MENU

AVA IRRIGATION SYRINGE



- 5ml: 2000 syringes per case
- 10ml: 100 syringes per box 8 boxes per case (800)
- 20ml: 350 syringes per case

DESCRIPTION



BACK



MENU

AVA IRRIGATION SYRINGE

- With Blunt Needle
- Manufactured in compliance with ISO 7864, ISO 6009, ISO 7886-1 & ISO 80369-7
- Non-toxic and non- pyrogenic
- Made from medical grade raw material
- Luer lock syringe
- Three part syringe
- High transparent polypropylene
- Clear scale marking
- Individually packed in blister packs
- Sterilized by E.O.
- Single use
- Shelf-life: 3 years

OPTION:

- Available as bulk or sterilized
- Available in different capacities with blunt needles in a variety of lengths and gauges

Capacity (ml)	5	10	20
Gauge	23	23	21

BACK



BACK



MENU

Info 01

Info 02

Info 03

Info 04

Data
Info

Data Info

OPHTHALMIC

01



AVA OPHTHALMIC NEEDLE




BACK



MENU

AVA OPHTHALMIC NEEDLE



- Manufactured in compliance with ISO 9626, ISO 7864 & ISO 6009
- Made with 304 stainless steel cannula
- Individually packed in blister hard packs
- Sterilized by E.O.
- Single use
- Shelf-Life: 3 years

OPTION:

- Straight or angled upon request Beveled or blunt tip upon application
- A variety of tip Lengths and angles

TECHNICAL DATE



BACK



MENU

AVA OPHTHALMIC NEEDLE

Needle Gauge	Needle Lenght (mm)	Hub Color
30	22	Yellow
30	13	Yellow
27	25	Gray
27	22	Gray
27	13	Gray
25	38	Orange
25	32	Orange
25	22	Orange
23	38	Blue
23	22	Blue
22	32	Black
22	22	Black
21	22	Green

BACK



CARDIOVASCULAR



AVA INTRODUCER NEEDLE



BACK



MENU

AVA INTRODUCER NEEDLE



- 40 needles per box
- 50 boxes per case (2000)

DESCRIPTION



BACK



MENU

AVA INTRODUCER NEEDLE

- Manufactured in compliance with ISO 9626 & ISO 7864
- Non-toxic and non-pyrogenic
- Made with 304 stainless steel cannula
- Made from medical grade raw material
- Advanced silicone coated
- Three-face-bevel needle
- Individually packed in blister packs
- Sterilized by E.O.
- Single use
- Shelf-life: 3 years

OPTION:

- Available as bulk or sterilized

Extra Thin Wall	Thin Wall	Regular Wall	Needle Length (mm)	Gauge
✓	✓	-----	70	18

BACK



BACK



MENU



GASTROENTEROLOGY



AVA ANGIOGRAPHY INTRODUCER NEEDLE




BACK



MENU

AVA ENDOSCOPIC INJECTION NEEDLE



- 10 needles per box
- 10 boxes per case (100)

DESCRIPTION



BACK



MENU

AVA ENDOSCOPIC INJECTION NEEDLE

- Appropriate for 2.4 mm & 2.8 mm instrument channels
- Easy grip handle design provides better control
- Lock mechanism minimizes needle bounce
- Beveled 304 stainless steel needle
- Sterilized by E.O.
- Single use
- Shelf-life: 3 years

OPTION:

- Available as bulk or sterilized
- Available in customized working lengths

Needle Length (mm)	4-6	4-6
Needle Gauge	22	22
Working Length (cm)	160	230

BACK



BACK



MENU



OEM

01



AVA STAINLESS STEEL MEDICAL
TUBE AND CANNULA




BACK



MENU

AVA STAINLESS STEEL MEDICAL TUBE AND CANNULA



- Welded type tube
- Medical 304 stainless steel alloy
- A variety of gauges from 14 to 32
- Available in divided lengths or spools
- A variety of cannula lengths
- Three-face-bevel
- Available as back-cut bevel or lancet point
- Available as regular, thin or extra thin wall



BACK



MENU

► HEAD OFFICE

📍 No.5, Aviz Alley, Alvand
St., Tehran, Iran

☎ +98 21 42 08 70 00



► FACTORY

📍 Ashtian Industrial Town,
Aashtian, Markazi Province

☎ +98 86 37 23 64 44



► FACTORY 2

📍 Eshtehard Industrial Park,
Abu Raihan Biruni Blvd., West
Ghazali Blvd., Ladan St. 2

☎ +98 26 37 77 55 31

✉ 3188115911

